

CLASSIC NEXT GENERATION



IDEÁLNÍ HMAT

Nově vyvinutý postup namáčení zaručuje stejnoměrnou tloušťku materiálu od prstů po manžetu. Díky tomu rukavice poskytují ideální citlivost a sníženou únavnost při delších zákrocích.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST

Výrobní postup Sempermed odpovídá všem mezinárodním normám jakosti a zaručuje předepsanou akceptovatelnou úroveň kvality 1,5. Nová směs přírodního latexu spolu s výrobní technologií garantují vyšší odolnost vůči trhlinám a tím vyšší bezpečnost.

NEJLEPŠÍ HMAT A KOMFORT

Jemný hmat, dobré vedení a bezpečný úchop jsou v chirurgii zvláště důležité. Rukavice má pro lepší úchop mikrohrubý, neklouzavý povrch.

PÉČE O POKOŽKU

Rukavice je lehce napudrovaná kukuřičným škrobem a proto se lehce natahuje. Díky opakovanému omývání (louhování) se rukavice z přírodního latexu nosí velmi pohodlně.

sempermed[®] 

CLASSIC

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

TECHNICKÉ DETAILY



sempermed®  **CLASSIC**
next generation

TYP	Sterilní operační rukavice, lehce pudrovaná			
MATERIÁL	Přírodní latex (NL)			
BARVA	Bílá			
TVAR RUKAVICE	Plně anatomická s rolovaným lemem			
CELKOVÁ DÉLKA/VELIKOST podle EN 455-2	6 a 6 ½	260 mm		
	7, 7 ½ a 8	270 mm		
	8 ½ a 9	280 mm		
TLOUŠŤKA STĚNY měřeno na dlani, jedna míra	0,15 - 0,20 mm			
NEPROPUSTNOST podle EN 455-1	AQL 1,5			
SÍLA ROZTRŽENÍ podle EN 455-2	≥ 12 N			
TRVANLIVOST PŘI SKLADOVÁNÍ v originálním balení při skladování podle DIN 7716, ISO 2230	min. 5 let			
STERILIZACE	Gama zářením s min. 2,5 Mrad (25 kGy)			
BALENÍ	1. sterilní: levá a pravá rukavice shrnuté ve vnitřní kapse bez vláken, zapečetěné ve zdravotnickém plochém obalu <ul style="list-style-type: none">• 60 ve výdajovém kartonu s indikátorem sterilizace• 360 párů v transportním kartonu 2. volné nesterilní: 500 levých a 500 pravých rukavic, volné. Vždy 500 rukavic zabalených v polyetylenovém sáčku v transportním kartonu.			
ČÍSLA ARTIKLŮ	velikost 6,0	826054600	velikost 8,0	826054800
	velikost 6,5	826054620	velikost 8,5	826054820
	velikost 7,0	826054700	velikost 9,0	826054900
	velikost 7,5	826054720		
ZNAČENÍ	EN 1041 a EN 980			

OBRÁŤTE SE NA NÁS!

Semperit Technische Produkte GmbH · oddělení Sempermed
A-1031 Vídeň · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com