



sempermed® S supreme

**Není nic lepšího**

Tyto chirurgické rukavice s kombinací vynikajících technických vlastností jsou pýchou oddělení výzkumu Sempermed.

#### Vnitřní vrstva

Nová syntetická vnitřní vrstva je patentována. Bezpudivé rukavice jsou několikrát vyluhovány a obsahují velmi nízké množství proteinů a dráždivel, což zajišťuje dokonalou snášenlivost vůči pokožce.

#### Zcela bez pudru

Lékaři a pacienti si mohou oddechnout: v operačním prostředí se už nevyskytují žádné částičky pudru, které by mohly lékaře i pacienty ohrozit. Tak je dosaženo samozřejmého standardu jak z hlediska medicínského, tak i ekonomického.

#### Dokonale padnou

Anatomicky dokonalé modely rukou jsou ponořeny

do tekutého latexu. Rukavice vyrobené pomocí těchto forem, vytvořených speciálně pro **sempermed® S supreme**, mají širší a pohodlnější hřbet ruky a prsty jsou přirozeně anatomicky ohnuté.

#### Snadné navlečení

Navzdory absenci pudru nabízejí rukavice maximální komfort při nošení a jejich vnitřní povrch dovoluje snadnou práci se suchýma rukama a také výměnu rukavic při operaci.

#### Jedna pro všechny

Nejvyšší kvalita: vysoce kvalitní produkt s nejlepším poměrem mezi cenou a výkonem. Jedna rukavice pro veškerý zdravotnický personál - od primáře až po sestru.

Typ	sterilní operační rukavice bez pudru, syntetická vnitřní vrstva	
Materiál	přírodní latex (NR)	
Barva	bílá	
Tvar rukavice	plně anatomická s rolovaným lemem	
Celková délka/velikost podle EN 455-2	5 1/2, 6 a 6 1/2 7 a 7 1/2 8, 8 1/2 a 9	270 mm 280 mm 285 mm
Tloušťka stěny v oblasti dlaně	0,19 - 0,24 mm	
Nepropustnost Dle normy 455-1	akceptovatelná úroveň kvality 1,0	
Síla roztržení Dle normy 455-2	≥ 12 N	
Trvanlivost v originálním balení při skladování dle DIN 7716, ISO 2230	min. 3 roky	
Sterilizace	gama zářením s nejméně 2,5 Mrad (25 kGy)	
Balení	levá a pravá rukavice s ohrnutou manžetou ve vnitřní kapse bez vláken, nepropouštějící vzduch, zabalené v papírovém plochém pouzdře  ve výdejové krabici se sterilizačním indikátorem: 50 párů v transportním kartonu se sterilizačním indikátorem: 300 párů	
Značení	EN 1041 + EN 980	

Vyrobeno v souladu s EN ISO 9001, EN ISO 13485 a EN 556 pro sterilní produkty a se směrnicemi GMP.

#### Postup při důkladné dezinfekci



zástupce - razítko/nálepka