

Vyšší odolnost vůči propíchnutí a působení chemikálií

Pro alergiky typu I

Vyšší uživatelský komfort

Díky modré barvě jsou rukavice rychleji odlišitelné od latexových

Díky modré barvě jsou rukavice rychleji odlišitelné od latexových

Dokonalý tvar a citlivost

**sempercare<sup>®</sup>**  **nitrile**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SEMPERCARE NITRILE

# SYNTETICKÁ ALTERNATIVA LATEXU

Díky osvědčené bezpečnosti nitrilových vyšetřovacích rukavic v kombinaci s uživatelskými vlastnostmi srovnatelnými s latexem je nová generace Sempercure Nitrile optimálním řešením rukavice bez přírodního latexu.

- Sempercure Nitrile je nyní ještě měkčí a pružnější a nabízí tak **dokonalý tvar** a citlivost.
- Měkký materiál zvyšuje **uživatelský komfort** a zaručuje komfortní a bezpečnou práci v dlouhodobém nasazení.
- Rukavice je nepudrovaná a neobsahuje žádné proteiny přírodního latexu, takže je dokonale vhodná pro **alergiky typu I**, kteří se nechťejí vzdát vyššího komfortu podobného přírodnímu latexu.
- Díky opakovaným propíracím cyklům během produkce je rukavice mimořádně **šetrná k pokožce**.
- Texturované špičky prstů zabezpečují **dobrý úchop** i ve vlhkém prostředí.
- Vyšší **odolnost vůči propíchnutí** a **působení chemikálií** nitrilu (při stejné tloušťce materiálu jako přírodní latex) poskytuje uživateli ochranu a zároveň pohodlí.
- Díky modré barvě jsou rukavice **rychleji odlišitelné** od latexových.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### sempercure® nitrile



<b>TYP</b>	vyšetřovací rukavice, nepudrovaná
<b>MATERIÁL</b>	Nitril-Butadien-Rubber (NBR)
<b>BARVA</b>	modrá
<b>TVAR RUKAVICE</b>	plochá s rolovaným lemem
<b>CELKOVÁ DÉLKA/VELIKOST</b> podle EN 455-2	S, M, L, XL 240 mm
<b>TLOUŠŤKA STĚNY</b> měřeno na dlaní, dvojitá míra	min. 0,16 mm
<b>NEPROPUSTNOST / SÍLA ROZTRŽENÍ</b> podle EN 455-1 / podle EN 455-2	AQL 1,5 / 9 N
<b>DOBA POUŽITÍ</b> v originálním balení při skladování podle DIN 7716, ISO 2230	3 roky
<b>BALENÍ</b>	1. nesterilní: ve výdajovém kartonu S, M, L 100 kusů volně, XL 90 kusů volně 2. sterilní: 40 párů ve výdajovém kartonu, rukavice shrnuté ve vnitřní kapse bez vláken, zapečetěné ve zdravotnickém plochém obalu
<b>NORMA</b>	EN 1041 + EN 980, ISO 15223

OBRÁŤTE SE NA NÁS!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed

1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630

e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com