

**PUDER-
FREI**

FÜR EMPFINDLICHE HÄNDE

**Der Sempermed Derma PF bietet gute Gründe,
zu puderfreien Handschuhen zu wechseln.**

ÄUSSERST HAUTFREUNDLICH

Dieser puderfreie Handschuh bietet mehr Sicherheit für Personal, Patienten und Besucher, weil er keine puderbedingten dermatologischen, allergischen und toxischen Gesundheitsrisiken hervorruft.

LEICHT ANZUZIEHEN

Dank seiner synthetischen Innenbeschichtung und der patentierten Netzstruktur ist der Handschuh leicht anzuziehen.

SICHERER GRIFF

Der Sempermed Derma PF zeichnet sich durch einen verbesserten Griff aus und verbindet dadurch Sicherheit mit gutem Tastgefühl und genauer Instrumentenführung.

AUSGEZEICHNETES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Wenn man die hohen Folgekosten der schädlichen Auswirkung von Puder in Betracht zieht, so ist die langfristige Kostenersparnis beträchtlich. Im Vergleich dazu ist der Kaufpreis des Sempermed Derma PF wirklich gering.



sempermed®  **DERMA PF**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

TECHNISCHE DATEN



sempermed® DERMA PF

TYP	steriler Operationshandschuh, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung		
MATERIAL	Naturlatex (NL)		
FARBE	weiß		
HANDSCHUHFORM	vollanatomisch mit Rollrand		
GESAMTLÄNGE/GRÖSSE gemäß EN 455-2	5 ½, 6 und 6 ½	265 mm	
	7, 7 ½ und 8	275 mm	
	8 ½ und 9	280 mm	
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,16 - 0,24 mm		
DICHTHEIT gemäß EN 455-1	AQL 1,5		
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	≥ 12 N		
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	mind. 3 Jahre		
STERILISATION	Gamma-Bestrahlung mit mind. 2,5 Mrad (25 kGy)		
VERPACKUNG	linker und rechter Handschuh gestulpt, in faserfreier Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar		
ARTIKELNUMMERN	Größe 5,5	822751522	Größe 7,5 822751722
	Größe 6,0	822751602	Größe 8,0 822751802
	Größe 6,5	822751622	Größe 8,5 822751822
	Größe 7,0	822751702	Größe 9,0 822751902
KENNZEICHNUNG	EN 1041, EN 980, ISO 15223		

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed

1031 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630

e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com