



EINE NEUE GENERATION SEMPERMED OPERATIONS- HANDSCHUHE

SEMPERMED GREEN M

Die einzigartig grüne Farbe dieses puderfreien Handschuhs aus Naturlatex absorbiert das grelle Licht im Operationsfeld und erleichtert damit die Adaption der Augen bei sensiblen Einsätzen. Der Kontrast zu den Organen wird durch die Farbe grün ebenfalls verbessert.

Ein sicherer Griff

Die mikrorauhe Oberfläche sichert hervorragendes Tastgefühl und unterstützt die Instrumentenführung unter trockenen und feuchten Bedingungen. Sempermed GREEN M ist daher bestens für den Einsatz in der Neurologie, Augen- und Herzchirurgie sowie für die Endoskopie und andere sensitive Anwendungen geeignet. Die vollanatomische Form mit leicht gekrümmten Fingern sorgt für hohen Tragekomfort und ermüdungsfreies Arbeiten.

Doppelte Anziehbarkeit

Der Sempermed GREEN M ist mit einer synthetischen Innenbeschichtung ausgestattet. So wird das Anziehen sowie der Handschuhwechsel während der Operation erleichtert. Für maximale Sicherheit in besonders kritischen Situationen empfiehlt Sempermed das Tragen von zwei Paar Handschuhen übereinander.

sempermed®  **GREEN M**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

TECHNISCHE DATEN



sempermed® GREEN M

TYP	steriler Operationshandschuh, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung			
MATERIAL	Naturlatex (NR)			
FARBE	grün			
HANDSCHUHFORM	vollanatomisch mit Rollrand			
GESAMTLÄNGE/GRÖSSE gemäß EN 455-2	5 ½	275 mm	6, 6 ½, und 7	280 mm
	7 ½, 8, 8 ½ und 9	290 mm		
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	min. 0,2 mm			
DICHTHEIT gemäß EN 455-1	AQL 1,0			
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	≥ 12 N			
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	mind. 3 Jahre			
STERILISATION	Gammabestrahlung mit mind. 2,5 Mrad (25 kGy)			
VERPACKUNG	linker und rechter Handschuh gestulpt, in faserfreier Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 40 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 240 Paar			
ARTIKELNUMMERN	Größe 5,5	823756521	Größe 7,5	823756721
	Größe 6,0	823756601	Größe 8,0	823756801
	Größe 6,5	823756621	Größe 8,5	823756821
	Größe 7,0	823756701	Größe 9,0	823756901
KENNZEICHNUNG	EN 1041, EN 980, ISO 15223			

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. · Division Sempermed
1031 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com