

**MEHR
GRIFF**

IHRE WELT SICHER IM GRIFF

Der neue Sempermed Supreme+ bietet Ihnen mehr Grip in jeder Situation und kombiniert gleichzeitig maximale Sicherheit, ideales Tastgefühl sowie perfekte Instrumentenführung!

ABSOLUT HAUTFREUNDLICH

Das eigens entwickelte, automatische Nachbehandlungsverfahren umfasst intensives und mehrfaches Waschen der Handschuhe. Dadurch werden produktionsbedingte hautreizende Substanzen sowie der Proteingehalt des Naturlatex auf ein technisch mögliches Minimum reduziert.

DAS BESCHICHTUNGSSYSTEM

Die spezielle netzähnliche Struktur der Beschichtung optimiert die Kontaktfläche zwischen Beschichtung und Haut, wodurch der Reibungswiderstand beim Anziehen des Handschuhs erheblich verringert wird. Das Ergebnis: Der neue Sempermed Supreme+ ermöglicht leichtes An- und Ausziehen!

DOPPELTE ANZIEHBARKEIT

Zu Ihrer Sicherheit und für leichte Anziehbarkeit verwenden Sie den Sempermed Supreme als Innenhandschuh und den Sempermed Supreme+ als Außenhandschuh.

Empfehlung: Wenn Sie unterschiedliche Größen tragen, ziehen Sie zuerst das größere Paar an oder verwenden Sie Handschuhe derselben Größe.



sempermed®  **supreme+**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

TECHNISCHE DATEN



sempermed® supreme+

TYP	steriler Operationshandschuh, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung			
MATERIAL	Naturlatex (NR)			
FARBE	weiß			
HANDSCHUHFORM	vollanatomisch mit Rollrand			
GESAMT LÄNGE/GRÖSSE gemäß EN 455-2	5 ½, 6 und 6 ½	270 mm	7, 7 ½ und 8	280 mm
	8 ½ und 9	285 mm		
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,19 - 0,24 mm			
DICHTHEIT gemäß EN 455-1	AQL 1,0			
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	≥ 12 N			
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	min. 3 Jahre			
STERILISATION	Gammabestrahlung mit mind. 2,5 Mrad (25 kGy)			
VERPACKUNG	linker und rechter Handschuh gestulpt, in faserfreier Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar			
ARTIKELNUMMERN	Größe 5,5	822851521	Größe 7,5	822851721
	Größe 6,0	822851601	Größe 8,0	822851801
	Größe 6,5	822851621	Größe 8,5	822851821
	Größe 7,0	822851701	Größe 9,0	822851901
KENNZEICHNUNG	EN 1041, EN 980, ISO 15223			

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed

1031 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630

e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com