



Større gennembrudsstyrke og bedre modstandsdygtighed

Til type I-allergikere

Øget komfort

Den blå farve gør at de hurtigt kan skelnes fra latex-handsker

Perfekt pasform og sensitivitet over for kemikalier

sempercare[®]



nitrile

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

DET SYNTETISKE ALTERNATIV TIL LATEX

Nitril-undersøgelseshandsken (fri for naturlatex) med den gennemtestede sikkerhed. Handsken føles og har næsten samme egenskaber som latex når man har den på. Dette gør Sempercure Nitrile, den nye generation, til den optimale handskeløsning.

- Sempercure Nitril er nu endnu blødere og mere elastisk og giver derfor **perfekt pasform** og **sensitivitet**.
- Det bløde materiale **gør handsken behagelig** at have på og gør at det er rart og sikkert at arbejde med den i lang tid.
- Handsken er pudderfri og indeholder ingen naturlatex-proteiner, hvilket gør den særdeles velegnet til **type-I-allergikere**, og samtidig har den høj komfort, svarende til elastisk naturlatex.
- Handsken er særdeles hudvenlig, idet den har gennemgået flere vaskecyklusser under produktionen.
- Teksturerede fingerspidser sikrer et **sikkert greb**, også i våde omgivelser.
- Nitril har en større gennembrudsstyrke og bedre **modstandsdygtighed** mod **kemikalier** (med samme materialetykkelse som naturlatex), således at brugeren beskyttes og handsken samtidig er dejligt bekvem.
- Den blå farve gør at den **hurtigt kan skelnes fra latex-handsker**.

TEKNISKE DATA



sempercure® nitrile

TYPE	Undersøgelseshandske, pudderfri
MATERIALE	Nitril-butadien-gummi (NBR)
FARVE	blå
HANDSKEFORM	flad med rullekant
LÆNGDE I ALT/STØRRELSE Iht. EN 455-2	S, M, L, XL 240 mm
MATERIALETYKKELSE målt dobbelt i håndfladen	min. 0,16 mm
TÆTHED/TRÆKSTYRKE Iht. EN 455-1/iht. EN 455-2	AQL 1,5 / 9 N
LAGERHOLDBARHED I original pakning og ved opbevaring ifølge DIN 7716, ISO 2230	3 år
EMBALLAGE	1. usteril: i dispenseræske S, M, L 100 stk. løse, XL 90 stk. løse 2. steril: 40 par i dispenseræske, handsker med ombøjnet manchet i fiberfri inderpose, svejset i medicinsk peel-pack-pose
MÆRKNING	EN 1041, EN 980, ISO 15223

KONTAKT OS!

Danpleje · OneMed Denmark A/S · P.O. Pedersens Vej 16 · 8200 Århus N
Tlf.: 86 109 109 · Fax: 86 109 209 · danpleje@onemed.com · www.onemed.dk

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. · Division Sempermed · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · www.sempermed.com