

**SANS  
POUDRE**

# POUR MAINS SENSIBLES

**Le Sempermed Derma PF vous donne de bonnes raisons de passer à des gants sans poudre.**

## **EXCELLENTE TOLERANCE CUTANEE**

Ce gant sans poudre propose davantage de sécurité pour le personnel, les patients et les visiteurs, puisqu'il ne comporte pas de risques dermatologiques, allergiques ou toxiques associés à la poudre.

## **GANTAGE AISE**

Grâce à son enduction interne avec sa structure réticulée brevetée, le gant est facile à enfiler.

## **PREHENSION SURE**

Le Sempermed Derma PF se distingue par une préhension améliorée, alliant ainsi la sécurité à une grande sensibilité tactile et une manipulation précise des instruments.

## **EXCELLENT RAPPORT QUALITE-PRIX**

Compte tenu du coût élevé d'une prise en charge médicale résultant des effets nocifs de la poudre, le gain dans l'utilisation à long terme est considérable; comparativement, le prix d'achat du gant Derma PF est très attractif.



**sempermed®**  **DERMA PF**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

# DONNEES TECHNIQUES



## sempermed® DERMA PF

<b>TYPE DE GANT</b>	Gant chirurgical stérile, sans poudre, avec enduction interne synthétique
<b>MATIERE</b>	Latex naturel (NL)
<b>COULEUR</b>	Blanc
<b>FORM DU GANT</b>	100 % anatomique avec bord roulé
<b>DIMENSION/TAILLE</b> selon EN 455-2	5 ½, 6 et 6 ½    265 mm 7, 7 ½ et 8        275 mm 8 ½ et 9            280 mm
<b>EPAISSEUR</b> au niveau de la paume	0,16 - 0,24 mm
<b>ETANCHEITE</b> selon EN 455-1	AQL 1,5
<b>RESISTANCE A LA DECHIRURE</b> selon EN 455-2	≥ 12 N
<b>DUREE DE CONSERVATION</b> (dans l'emballage d'origine) selon DIN 7716, ISO 2230	Au moins 3 ans
<b>STERILISATION</b>	Irradiation aux rayons gamma à au moins 2,5 Mrad (25 kGy)
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Gants emballés par paire avec manchettes retournées dans un portefeuille intérieur exempt de fibres, en sachet scellé étanche à l'ozone.  Boîte distributrice avec indicateur de stérilisation : 50 paires Carton de transport avec indicateur de stérilisation : 300 paires
<b>REFERENCES</b>	Taille 5,5    822751522                      Taille 7,5    822751722 Taille 6,0    822751602                      Taille 8,0    822751802 Taille 6,5    822751622                      Taille 8,5    822751822 Taille 7,0    822751702                      Taille 9,0    822751902
<b>ETIQUETAGE ET INDICATIONS POUR L'UTILISATEUR</b>	EN 1041, EN 980, ISO 15223

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A :

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed

1031 Wien · Autriche · Modecenterstraße 22 · tél.: +43 1 79 777-0 · fax: +43 1 79 777-630

courriel : sempermed@semperit.at · www.sempermed.com