



LE SOUS GANT IDEAL
SEMPERMED GREEN M

sempermed[®]  **GREEN M**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS

LE SOUS GANT IDEAL

Sa couleur verte facilite la détection d'une éventuelle perforation du gant pendant l'opération. Combinés aux modèles Sempermed Supreme ou Supreme+, les gants chirurgicaux Sempermed offrent la solution optimale en matière de sécurité et de confort.

- La forme des gants chirurgicaux Sempermed correspond à la position naturelle de la main au repos avec les doigts légèrement courbés et garantit, outre un **grand confort**, également un **travail sans tension** au niveau des doigts.
- Le gant Sempermed GREEN M est pourvu d'une **enduction interne synthétique**, ce qui facilite le **gantage** ainsi que le **changement de gants en cours d'intervention**.
- Le sous gant Sempermed Green M est idéal dans le cadre d'un **double gantage**. Avec cette pratique de plus en plus courante visant à optimiser la protection contre le risque de

contamination, 2 paires de gants sont portées superposées afin de pouvoir détecter rapidement les perforations du gant supérieur qui passent souvent inaperçues. L'entrée de liquide entre les deux gants provoque une marque clairement visible qui indique que le gant supérieur doit être remplacé immédiatement. **La couleur verte** du sous gant **renforce ce changement de teinte dû à l'humidité**.



DONNEES TECHNIQUES

sempermed® GREEN M

TYPE DE GANT	Gant chirurgical stérile à usage unique, sans poudre, avec enduction interne synthétique			
MATIERE	Latex naturel (NR)			
COULEUR	Vert			
FORME DU GANT	100% anatomique avec bord roulé			
DIMENSION/TAILLE selon à EN 455-2	5 ½	275 mm	6, 6 ½ et 7	280 mm
	7 ½, 8, 8 ½ et 9	290 mm		
EPAISSEUR au niveau de la paume	min. 0,20 mm			
ETANCHEITE / RESISTANCE A LA DECHIRURE selon à EN 455-1/conformément à EN 55-2	AQL 1,0 / ≥ 12 N			
DUREE DE CONSERVATION dans son emballage d'origine selon à DIN 7716, ISO 2230	3 ans			
CONDITIONNEMENT	Gants emballés avec manchettes retournées, par paire, dans un portefeuille intérieur exempt de fibres, pour la protection contre la contamination microbienne. En sachet scellé étanche à l'ozone et résistant à la déchirure, hydrofuge. Boîte distributrice avec indicateur de stérilisation : 40 paires Carton de transport avec indicateur de stérilisation : 240 paires			
REFERENCES	Taille 5,5	823756521	Taille 7,5	823756721
	Taille 6,0	823756601	Taille 8,0	823756801
	Taille 6,5	823756621	Taille 8,5	823756821
	Taille 7,0	823756701	Taille 9,0	823756901
ETIQUETAGE	EN 1041, EN 980 et ISO 15223			

CONTACTEZ-NOUS !

Semperit France · Division Sempermed
2 place Aristide Briand · BP 9005
95812 Argenteuil cedex
Tél. : 01 30 25 87 17 · Fax : 01 34 11 32 11
E-mail : semperit.ventes@semperit.fr · www.sempermed.com

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H
Division Sempermed
Österreich · 1031 Wien · Modecenterstraße 22
Tél. : +43 1 79 777-0 · Fax : +43 1 79 777-630
E-mail : sempermed@semperit.at · www.sempermed.com