



Résistance supérieure à la perforation et aux produits chimiques
Pour allergiques de type I

Confort de port accru

Distinction facile et rapide des gants en latex grâce au coloris bleu

Tenue et sensibilité parfaites

sempercare[®]



nitrile

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

L'ALTERNATIVE SYNTHETIQUE AU LATEX

La sécurité éprouvée d'un gant d'examen en nitrile – combinée à des propriétés de port comparables à celles du latex – font du Sempercare Nitrile nouvelle génération la solution idéale sans latex naturel.

- Sempercare Nitrile est désormais encore plus souple et élastique, pour une tenue et **une sensibilité parfaites**.
- Le matériau souple assure un **port agréable** et permet un travail sûr et confortable pendant une période prolongée
- Sans poudre, le gant ne contient pas de protéines de latex naturel, et convient donc idéalement aux **allergiques de type I** qui ne veulent pas renoncer à un confort supérieur comparable à celui du latex naturel très élastique.
- Grâce à plusieurs cycles de lavage au cours de la production, le gant est particulièrement **bien toléré par la peau**.
- Les extrémités des doigts structurées garantissent une **bonne préhension**, même en environnement humide.
- La **résistance supérieure à la perforation et aux produits chimiques** du nitrile (pour une épaisseur de paroi identique à celle du latex naturel) assure la protection de l'utilisateur sans perte de confort.
- Le coloris bleu permet une **distinction facile et rapide des gants en latex**.



DONNEES TECHNIQUES

sempercare® nitrile

TYPE DE GANT	Gant d'examen, sans poudre, pour usage unique
MATIERE	Caoutchouc butadiène-nitrile (NBR)
COULEUR	bleu
FORME DU GANT	plat à bord roulé
TAILLE / LONGUEUR TOTALE selon EN 455-2	S, M, L, XL 240 mm
EPAISSEUR mesurée en double au niveau de la paume	min. 0,16 mm
ETANCHEITE / RESISTANCE A LA DECHIRURE selon EN 455-1 / selon EN 455-2	AQL 1,5 / ≥ 6 N
DUREE DE CONSERVATION dans l'emballage d'origine, conditions selon DIN 7716, ISO 2230	3 ans
CONDITIONNEMENT	1. non stérile : en boîte distributrice S, M, L 100 unités en vrac, XL 90 unités en vrac S, M, L 100 unités en vrac, XL 90 unités en vrac Carton de transport : S, M, L 1.000 unités en vrac, XL 900 unités en vrac S, M, L 2.000 unités en vrac, XL 1.800 unités en vrac 2. stérile : S, M, L 50 paires en boîte distributrice, gants emballés par paire avec manchette retournée dans un portefeuille intérieur exempt de fibres, en sachet scellé. Carton de transport : S, M, L 300 paires/UE
ETIQUETAGE ET INDICATIONS POUR L'UTILISATEUR	EN 1041, EN 980, ISO 15223, EN 420 (non stérile)
USAGE selon DDM 93/42 CEE selon directive EPI 89/686 CEE	Dispositif médical de classe I (non stérile + stérile) Gants de protection à usage unique pour risques mineurs (non stérile)

CONTACTEZ-NOUS !

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
Austria · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com