

PLUS DE  
GRIP

# VOTRE UNIVERS BIEN EN MAIN

Le nouveau Sempermed Supreme+ vous assure une meilleure préhension en toute situation, alliée à un maximum de sécurité, à une sensibilité tactile idéale et à un maniement parfait des instruments.

## EXCELLENTE TOLÉRANCE CUTANÉE

Le procédé de finition automatique spécialement développé comprend de multiples cycles intenses de lavage. Les substances irritantes pour la peau résultant du processus de production et la concentration de protéines de latex naturel sont ainsi réduites au minimum techniquement possible.

## LE SYSTÈME D'ENDUCTION

La structure réticulée spéciale de la couche intérieure optimise le contact entre le film et la peau, réduisant ainsi considérablement la résistance de friction à l'enfilage. Le résultat : le nouveau Sempermed Supreme+ est plus facile à enfiler.

## PORT EN DOUBLE

Pour votre sécurité et pour un enfilage aisé, utilisez Sempermed Supreme comme gant intérieur et Sempermed Supreme+ comme gant extérieur.

**Recommandation** : si vous utilisez des tailles différentes, enfiler d'abord la paire plus grande. Ou utilisez des gants de même taille.



sempermed®  supreme+

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

# DONNEES TECHNIQUES



## sempermed® supreme+

<b>TYPE</b>	Gant chirurgical stérile sans poudre, avec enduction intérieure synthétique			
<b>MATIERE</b>	Latex naturel (NR)			
<b>COULEUR</b>	Blanc			
<b>FORME</b>	Entièrement anatomique, bord roulé			
<b>DIMENSIONS / TAILLE</b> selon EN 455-2	5 ½, 6 et 6 ½	270 mm	7, 7 ½ et 8	280 mm
	8 ½ et 9	285 mm		
<b>EPAISSEUR</b> mesurée en couche unique au niveau de la paume	0,19 - 0,24 mm			
<b>ETANCHEITE</b> selon EN 455-1	AQL 1,0			
<b>RESISTANCE A LA DECHIRURE</b> selon EN 455-2	≥ 12 N			
<b>DUREE DE CONSERVATION</b> dans l'emballage d'origine, stockage selon DIN 7716, ISO 2230	Au moins 3 ans			
<b>STERILISATION</b>	Radiostérilisation aux rayons gamma à au moins 2,5 Mrad (25 kGy)			
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Gants emballés avec manchettes retournées, par paire, dans un portefeuille intérieur exempt de fibres, étanche à l'ozone. Boîte distributrice avec indicateur de stérilisation : 50 paires. Carton de transport avec indicateur de stérilisation : 300 paires.			
<b>REFERENCES</b>	Taille 5,5	822851521	Taille 7,5	822851721
	Taille 6,0	822851601	Taille 8,0	822851801
	Taille 6,5	822851621	Taille 8,5	822851821
	Taille 7,0	822851701	Taille 9,0	822851901
<b>ETIQUETAGE ET INDICATIONS POUR L'UTILISATEUR</b>	EN 1041, EN 980, ISO 15223			

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VEUILLEZ VOUS ADRESSER À :

Semperit France – Division Sempermed  
Tél. : 01 30 25 87 17 – fax 01 34 11 32 11  
semperit.ventes@semperit.fr  
www.sempermed.com

Polysem  
Tél. : 01 34 83 60 80 – fax : 01 34 83 60 75  
info@polysem.com  
www.polysem.fr