



sempermed® CLASSIC

Najbolji odnos cijene i učinka

Zaštita koju si možete priuštiti

Specijalno razvijeni postupak uranjanja jamči optimalnu nepropusnost. Visoko kvalitetna operacijska rukavica po cijeni koju si zbog našeg izrazito efikasnog proizvodnog postupka možete priuštiti.

Zajamčena kvaliteta

Proizvodni postupak Sempermeda odgovara svim međunarodnim normama kvalitete i jamči propisani AQL od 1,5.

Najbolje hvatanje i najveći komfor

Dobar osjet dodira te čvrsto hvatanje u kirurgiji su posebno važni. Radi boljeg hvatanja rukavica ima mikrohrpavu površinu koja se ne kliže.

Njega kože

Rukavica ima lagani nanos kukuruznog škroba te se stoga može lako navući. Zbog višestrukog pranja (lužina) rukavice od prirodnog latexa su vrlo udobne.



Tip	sterilna operacijska rukavica, s malo talka	
Materijal	prirodni latex (NR)	
Talk	čisti kukuruzni škrob	
Boja	bijela	
Oblik rukavice	potpuno anatomski sa zarolanim rubom	
Ukupna dužina/veličina sukladno EN 455-2	6 i 6 1/2 7 i 7 1/2, 8 8 1/2 i 9	260 mm 270 mm 280 mm
Debljina na području dlana	0,15 - 0,20 mm	
Nepropusnost sukladno EN 455-1	AQL 1,5	
Čvrstoća sukladno EN 455-2	≥ 12 N	
Vijek trajanja u originalnoj ambalaži pri skladiš- tenju sukladno DIN 7716, ISO 2230	najmanje 5 godina	
Steriliziranje	gamma-zrake s najmanje 2,5 Mrad (25 kGy)	
Ambalaža	<p>1. sterilno: lijeva i desna rukavica složene u unutarnjoj torbici bez vlakana, zapečaćenoj u ravnoj medicinskoj torbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 pari u kartonskoj kutiji sa sterilizacijskim indikatorom • 360 pari u transportnoj kutiji <p>2. nesterilno: lijeva i desna rukavica složene u unutarnjoj torbici bez vlakana, spremne za sterilizaciju.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 pari u kartonskoj kutiji • 500 pari u transportnoj kutiji <p>3. bez para, nesterilno: 500 lijevih i 500 desnih rukavica bez para. Po 500 rukavica u plastičnoj vreći u transportnom kartonu.</p>	
Oznaka	EN 1041 + EN 980	

Proizvodnja sukladno sustavu upravljanja kvalitetom prema EN ISO 9001, EN ISO 13485 i EN 556 za sterilne proizvode te uz pridržavanje GMP-smjernica.

Pečat/etiketa zastupnika

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. · Sempermed Division · Modecenterstraße 22 · A-1031 Vienna
Tel: +43-1-79 777-520 · Fax: +43-1-79 777-630 · e-mail: sempermed@semperit.at

Nakon navlačenja rukavica uklonite talk. Temeljito ih obrišite sterilnom, mokrom spužvom/ručnikom.

