



za ruke i razum

sempermed® 



## sempercare® S rukavice za preglede

Za liječničke preglede, njegu i laboratorij nisu potrebne sterilne rukavice. Sempermed rukavice za preglede mogu se zbog svog ravnog oblika nositi na lijevoj i desnoj ruci, te su tako izrazito financijski povoljne.

Kao pionir visokotehnoloških rukavica, Sempermed je u Tajland izvezao europski know how, najmoderniju tehnologiju i Sempermedovu tipičnu vrhunsku kontrolu kvalitete, te je u Hatyaiu izgradio jedno od najvećih proizvodnih postrojenja na svijetu. Jedinstveni pogon sa strojevima jamči konstantnu raspoloživost proizvoda za isporuku diljem svijeta bez čekanja u proizvodnim linijama.

### sempercare® S edition

Rukavica od prirodnog latexa za dobro hvatanje izvanrednog je anatomskog oblika i sa sintetičkim unutarnjim slojem. Koža je izuzetno dobro podnosi, rukavica ne sadrži talk, ali se usprkos tome može lako navući.

### sempercare® S latex

Rukavica od prirodnog latexa bez slojeva s glatkom, teksturiranom površinom za bolju njegu kože.




### sempercare® S nitrile

Sintetička alternativa za ljude s alergijom tipa I. Ova rukavica je po svojoj finoći, obliku i sposobnosti hvatanja slična rukavici od prirodnog latexa.

### sempercare® S vinyl





Sintetička rukavica za ljude s alergijama tipa I + IV. Za one s osjetljivom kožom naročito je sigurna, iako manje udobna od rukavice od prirodnog latexa i nitrila.



			
USPOREDBA MATERIJALA	PRIRODNI LATEX	NITRIL	VINIL
Komfor	●	◐	○
Hvatanje	●	●	○
<b>MEHANIČKO OPTEREĆENJE</b>			
Otpornost na trganje	●	●	○
Otpornost na ubode	◐	●	○
Rastezljivost	800 %	600 %	300 %
Migracija	●	●	○
Otpornost na kemikalije	ovisi o kemikaliji		
<b>ANTIALERGIJSKA SVOJSTVA</b>			
Proteini	prisutni	nisu prisutni	nisu prisutni
Kemikalije	prisutne	prisutne	nisu prisutne
Razgradivost	●	◐	◐
Miris	vlastiti	vlastiti	neutralni
Cijena	◐	○	●

● prednost   ◐ prosjek   ○ nedostatak

# Nesterilne **sempercare®** rukavice za preglede

Tehnički detalji	 latex IG	 latex	 nitrile	 vinyl	
Tip	bez talka sa sintetičkim unutar njim slojem	talkom	bez talka	bez talka/talkom	
Materijal	prirodni latex (NR)	prirodni latex (NR)	nitril-butadin-ruber - (kaučuk) (NBR)	PVC(poli-vinil-klorid)	
Površina	teksturirana	teksturirana glatka	teksturirana glatka	glatka	
Boja	bijela	bijela	plava	transparentna	
Oblik rukavice	ravna sa zarolanim rubom	ravna sa zarolanim rubom	ravna sa zarolanim rubom	ravna sa zarolanim rubom	
Ukupna dužina/veličina sukladno EN 455-2	XS, S, M, L, XL: najm. 240 mm	XS, S, M, L, XL: najm. 240 mm	S, M: 240 mm, L: 245 mm, XL: 255 mm	S, M, L, XL najm. . 240 mm	
Debljina u području površine ruke	0,16 +/-0,02 mm	0,16 +/-0,02 mm	0,14 +/-0,02 mm	0,13 +/-0,02 mm	
Nepropusnost sukladno EN 455-1	AQL 1,5	AQL 1,5	AQL 1,5	AQL 1,5	
Čvrstoća sukladno EN 455-2	≥ 9 N	≥ 9 N	≥ 9 N	≥ 3,6 N	
Vijek trajanja u originalnoj ambalaži sukladno DIN 7716, ISO 2230	3 godine	3 godine	3 godine	5 godina	
Pakiranje					
	u kartonskoj kutiji	100 komada ne u paru	100 komada, ne u paru	S, M, L: 100, XL: 90 komada, ne u paru	100 komada, ne u paru
	u transportnom kartonu	1.000 komada	1.000 komada	900 odn. 1.000 komada	1.000 komada
Oznaka	EN 1041 + EN 980	EN 1041 + EN 980	EN 1041 + EN 980	EN 1041 + EN 980	

Proizvodnja se odvija uz sustav kontrole kvalitete prema normama EN ISO 9001, EN ISO 13485 i EN 556 za sterilne proizvode, te uz pridržavanje GMP-smjernica.

Pečat/etiketa distributera