



sempermed® S supreme

Ne postoji bolja

Ova operacijska rukavica predstavlja ponos našeg Odjela za razvoj. Ono što je tipično jest kombinacija njenih obilježja.

Unutarnji sloj

Novi sintetički unutarnji sloj rukavice je patentiran. Rukavica je višestruko oprana, u potpunosti bez talka, sadrži izrazito malo proteina i nadražujućih tvari, a koža je izuzetno dobro podnosi.

U potpunosti bez talka

Liječnici i pacijenti mogu odahnuti. Nema više čestica u operacijskoj sali niti nastajanja granuloma kod pacijenata uzrokovanih česticama talka. Tako je postignut standard koji se sam po sebi podrazumijeva i to iz medicinskih, ljudskih i zdravstveno-ekonomskih razloga.

Izvrstan oblik prijanjanja

Anatomske savršene modele ruku uranjaju se u latex. Ovakvi modeli razvijeni specijalno za **sempermed® S supreme** imaju širu i udobniju nadlanicu, dok su prsti naravno anatomske zakrivljeni.

Bolje navlačenje

Iako ne sadrže talk, navući se mogu u trenu. Unutarnji sloj omogućuje lako navlačenje sa suhim rukama ili čak i kod promjene rukavica tijekom operacije.

Jedna za sve

Vrhunska kvaliteta: uz poseban odnos cijene-vrijednosti. Ovo je tip rukavice za sve djelatnike - od glavnog liječnika do medicinske sestre.

Tip	sterilna operacijska rukavica bez talka, sa sintetičkim unutarnjim slojem
Materijal	prirodni latex (NR)
Boja	bijela
Oblik rukavice	potpuno anatomska sa zarolanim rubom
Ukupna dužina/veličina sukladno EN 455-2	5 1/2, 6 i 6 1/2 270 mm 7 i 7 1/2 280 mm 8, 8 1/2 i 9 285 mm
Debljina u području površine ruke	0,19 – 0,24 mm
Nepropusnost sukladno EN 455-1	AQL 1,0
Čvrstoća sukladno EN 455-2	≥ 12 N
Vijek trajanja u originalnoj ambalaži sukladno DIN 7716, ISO 2230	najmanje 3 godine
Sterilizacija	gamma- zračenjem s najm. 2,5 Mrad (25 kGy)
Pakiranje	lijeva i desna rukavica složene u unutarnjoj torbici bez vlakana, zaštićenoj od ozona, zapečaćenoj u medicinskoj ravnoj torbi. u kartonskoj kutiji sa sterilizacijskim indikatorom: 50 pari u transportnom kartonu sa sterilizacijskim indikatorom: 300 pari
Oznaka	EN 1041 + EN 980

Proizvodnja se odvija uz sustav kontrole kvalitete prema normama EN ISO 9001, EN ISO 13485 i EN 556 za sterilne proizvode, te uz pridržavanje GMP-smjernica.

Pečat/etiketa distributera

Semperit Technische Produkte GmbH & Co KG · Sempermed Division · Modecenterstrasse 22 · A-1031 Vienna
Tel: +43-1-79 777-520 · Fax: +43-1-79 777-630 · e-mail: sempermed@semperit.at

Vrijeme za temeljitost pri
dezinficiranju

