

CLASSIC NEXT GENERATION



IDEÁLIS TAPINTÁSÉRZET

Az újonnan kifejlesztett merítő eljárás egyenletes falvastagságot biztosít az ujjaktól egészen a kesztyű száráig. Ezáltal ideális a tapintásérzet, és hosszabb műtétek során sem fárad el a kéz.

NAGYOBB BIZTONSÁG

A Sempermed gyártási eljárása megfelel az összes nemzetközi minőségi szabványnak és garantálja az előírt 1,5-ös AQL-értéket. Az új natúrlatex-keverék és a gyártási technológia nagyobb szakítószilárdságot, és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt.

KITŰNŐ FOGÁS ÉS KÉNYELEM

A megfelelő tapintásérzet, a biztos irányítás és a biztonságos fogás különösen fontos a sebészet területén. A kesztyű mikro-érdesített, csúszásmentes felülete kitűnő fogást biztosít.

BŐRVÉDELEM

A kesztyűt vékony, kukoricakeményítéssel előállított púderréteg fedi, mely megkönnyíti a kesztyű felhúzását. A többszöri átmosás a natúrlatex kesztyűk különösen kényelmes viseletét biztosítja.

sempermed[®] 

CLASSIC

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

TECHNIKAI ADATOK



sempermed®  **CLASSIC**
next generation

TÍPUS	Steril sebészeti kesztyű, enyhén púderezett			
ALAPANYAG	Natúrlatex (NL)			
SZÍN	Fehér			
KESZTYŰFORMA	Teljesen anatómikus, göngyölt szárral			
TELJES HOSSZ/MÉRET az EN 455-2 szerint	6 és 6 ½	260 mm		
	7, 7 ½ és 8	270 mm		
	8 ½ és 9	280 mm		
FALVASTAGSÁG a tenyérrészen egyszer mérve	0,15 - 0,20 mm			
VÍZHATLANSÁG az EN 455-1 szerint	AQL 1,5			
SZAKADÁS az EN 455-2 szerint	≥ 12 N			
TÁROLHATÓSÁG eredeti csomagolásban, a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tároláskor	legalább 5 év			
STERILIZÁLÁS	Gammasugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)			
CSOMAGOLÁS	1. steril csomagolás: jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve, lezárt egészségügyi tasakban. <ul style="list-style-type: none">• 60 pár sterilitás jelzővel ellátott adagolódobozban• 360 pár szállítókartonban 2. csomagolatlan, nem steril áru: 500 bal és 500 jobb kesztyű, csomagolás nélkül. 500 darabot tartalmazó PE-zsák, szállítókartonba csomagolva.			
CIKKSZÁMOK	6,0-os méret	826054600	8,0-as méret	826054800
	6,5-es méret	826054620	8,5-es méret	826054820
	7,0-es méret	826054700	9,0-es méret	826054900
	7,5-es méret	826054720		
JELÖLÉS	az EN 1041 és az EN 980 szabványnak megfelelően			

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Sempermed Magyarország Kft.

1025 Budapest · Szépvölgyi út 146. · Tel.: 06-1-335-7111 ; 06-1-335-7113 · Fax: 06-1-335-7112

E-mail: office@sempermed.hu · www.sempermed.com