

NITRILE SKIN²

FEDEZZE FEL 2. BŐRÉT

VÉD A FERTŐZÉSEK ELLEN – biztos vírusvédelem a felhasználónak és betegnek egyaránt
KIVÁLÓ TAPINTÁSÉRZÉK – az optimális falvastagságnak köszönhetően
KÉNYELMESEBB VISELET – az innovatíván új, puha anyag által

Véd a fertőzések ellen
Kiváló tapintásérzék

Kényelmesebb viselet
Natúrlatexmentes

sempercare[®]  **nitrile skin²**

EXAMINATION GLOVES BY SEMPERMED

AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABOTT KESZTYŰ

A megfelelő vizsgálókesztyű kiválasztásakor a védelem, a kényelem és a bőrbarát jelleg mellett a jó tapintás-érzék a legfontosabb feltétel. Az új Sempercure Nitrile skin² ezeket a tulajdonságokat egyesíti egy egyedülállóan különleges és rendkívül könnyű kesztyű formájában.

Az európai kutatóközpontunkban kifejlesztett puha alapanyag az optimális falvastagságnak köszönhetően a lehető legjobb tapintásérzékelt és kényelmet biztosítja, és maximálisan véd a fertőzésektől.

Fedezze fel 2. bőrét!

- **Megvédi** a kesztyű viselőjét és a beteget is a fertőzések átvitelétől. A kesztyű megfelel a tömörségről szóló európai norma és az ASTM F 1671 szerinti vírus-átneresztésre vonatkozó szabvány feltételeinek.
- A Sempercure Nitrile Skin² az **újonnan kifejlesztett alapanyag**nak köszönhetően rendkívül **puha és könnyű**.
- A rugalmas alapanyag maximális kényelmet és **tapintásérzékelt** biztosít.
- A jól illeszkedő ujjhegyek garantálják a **biztos fogást**, még nedves környezetben is.
- A kesztyű púdermentes, és **nem tartalmaz natúrlatex fehérjéket**. Ezáltal kiválóan alkalmas 1-es típusú allergiával rendelkező személyeknek, mert így nem kell lemondaniuk a latex biztosította kényelemről.
- A kesztyű gyártása során alkalmazott jól bevált **Sempercure mosási eljárás** a Sempercure Nitrile Skin² esetén is maximálisan bőrbarát - a kesztyű viselőjét és a beteget illetően is.
- A natúrlatex kesztyűk a **levendulakék szín** alapján könnyen megkülönböztethetők és jól felismerhetők.

MŰSZAKI ADATOK



sempercure[®]  nitrile skin²

TÍPUS	nem steril, púdermentes egyszer használatos vizsgálókesztyű
ANYAG	nitril-butadién gumi (NBR)
SZÍN	levendulakék
KESZTYŰFORMA	lapos, göngyölt szárral
TELJES HOSSZ MÉRETENKÉNT az EN 455-2 szerint	XS, S, M, L, XL 240 mm
FALVASTAGSÁG a tenyérrészen egyszer mérve	min. 0,10 mm
VÍZHATLANSÁG/SZAKADÁS az EN 455-1 / 455-2 szerint	AQL 1,5 / ≥ 6 N
FELHASZNÁLHATÓSÁG eredeti csomagolásban, a DIN 7716 és ISO 2230 szabványoknak megfelelő tároláskor	3 év
CSOMAGOLÁS	adagoló doboz XS, S, M, L 200 darab, csomagolatlan, XL 180 darab, csomagolatlan 10 adagoló doboz kartononként
JELÖLÉSEK	EN 1041, EN 980, EN 420, ISO 15223
RENDELTTETÉS az orvosi termékekre vonatkozó irányelv (MDD) szerint 93/42 EGK a személyes védőfelszerelésekre vonatkozó irányelv (PSA) szerint 89 / 686 EGK	Gyógyászati termék I. osztály egyszer használatos védőkesztyű minimális kockázatok kivédésére

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
Ausztria · 1031 Bécs · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com