



sempermed® S supreme

A legjobb

Ez a sebészeti kesztyű speciális tulajdonság kombinációjával a Sempermed fejlesztési részleg büszkesége.

#### Belső borítás

Szabadalmaztattuk az új szintetikus belső borítást. A teljes púdermentesség, a többszöri kimosás, a különösen alacsony protein- és irritánsok szintje biztosítja a kiemelkedő bőrkompatibilitást.

#### Tökéletesen púdermentes

Betegek és orvosok fellélegezhetnek: nincs több apró részecske a műtőben, szövődmenyt, gyulladást okozó granulom formációk nem fordulhatnak többé elő. Az egészségügyi és gazdaságossági szempontok jogos igényeinek megfelelően fejlesztettük ki ezen új kesztyűnket.

#### Tökéletes komfortérzet

Anatómiailag tökéletesen formázott kézmodelleket mártunk folyékony latex alapanyagba. Ezek a kifeje-

zetten **sempermed® S supreme** számára tervezett formák szélesebb és kényelmesebb kézháttal rendelkeznek. A könnyebb felhúzás érdekében az ujjak elhelyezkedése az anatómiának megfelelő.

#### Könnyebb felhúzás

A púdermentesség ellenére a kesztyű gyorsabb felhúzást és maximális kényelmet biztosít. A belső borítás a száraz kezekre történő felhúzást megkönnyíti, ugyanakkor lehetővé teszi a műtétek alatti kesztyűcserét.

#### Sempermed Supreme - minden területre

Kiemelkedő minőség: a csúcskategóriába sorolt púdermentes kesztyű az értékeihez mérten a legjobb árfekvésben. Egyetlen kesztyű az összes egészségügyi munkatárs számára a sebészektől az ápolókig.

Típus	steril sebészeti kesztyű púdermentes, szintetikus belső borítással
Alapanyag	természetes latexgumi
Szín	fehér
Kesztyűforma	teljesen anatómiai, göngyölt szárral
Teljes hossz méretenként	5 1/2, 6 és 6 1/2 270 mm 7 és 7 1/2 280 mm 8, 8 1/2 és 9 285 mm
Falvastagság a tenyérenél	0,19 – 0,24 mm
Vízhatlanság EN-455-nek megfelelően	AQL 1,0
Szakadás EN-455-2	≥12 N
Felhasználhatóság Eredeti csomagolásban a DIN 7716 és ISO 2230 szabványok- nak megfelelő tárolás esetén	minimum 3 év
Szterilizálás	Gammasugárzás minimum 2,5 Mrd (25 kGy)
Csomagolás	jobb és bal kesztyű szárral felfelé rostmentes belső papírban, ózonbiztos hegesztéssel ellátott egészségügyi szétnyitható külső papírtasakban  Adagolódobozban sterilitás jelzővel: 50 pár Szállítókartonban sterilitás jelzővel: 300 pár
Jelölés	EN 1041 + EN 980 szabványoknak megfelelően

A gyártás az EN ISO 9001, EN ISO 13485 és EN 556 steril termékekre vonatkozó minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint zajlik, mely megfelel a GMP irányelveknek.

A forgalmazó bélyegzője

Semperit Technische Produkte GmbH & Co KG · Sempermed Division · Modecenterstraße 22 · A-1031 Vienna  
Tel: +43-1-79 777-520 · Fax: +43-1-79 777-630 · e-mail: sempermed@semperit.at

#### A helyes kézfertőtlenítés lépései

