



L' ALTERNATIVA SINTETICA
E CONFORTEVOLA AL
VINILE CLASSICO

DOP
free

sempercare[®]  **syn-stretch**

DISEGNATO ATTORNO ALLE VOSTRE MANI.

L' ALTERNATIVA SINTETICA E CONFORTEVOLA AL VINILE CLASSICO

Senza polvere, senza proteine del lattice e catalizzatori, Sempercure Syn-stretch è l'alternativa ideale per le persone affette da allergie di tipo I e IV ed anche per quelle persone alla ricerca di guanti sintetici e latex-free.

TATTO E SENSIBILITA'

Il guanto da esplorazione sintetico senza polvere si contraddistingue per un confort superiore ed una migliore elasticità rispetto ai guanti tradizionali in vinile chiaro. Grazie alla loro maggiore elasticità i guanti syn-stretch risultano estremamente comodi da indossare, offrendo una calzatura superiore, un tocco morbido ed assicurando la massima sensibilità tattile.

INNOVATIVO

Il guanto sintetico offre una calzatura comoda e sicura. Il suo colore è simile al colore dei guanti di lattice.

SENSITIVE

La produzione dei guanti Syn-stretch, senza le proteine del lattice e gli acceleratori, sono particolarmente indicati con una forma allergica conclamata o presunta di tipo I e IV.

Il materiale innovativo, morbido ed elastico, è facile da trattare e risulta gentile per la vostra pelle.

AFFIDABILE E SICURO

La qualità migliore del materiale con cui sono prodotti i guanti sintetici presenta un incredibile rapporto qualità prezzo. Un guanto da esplorazione universale per le diverse attività e compiti quotidiani presenti in un ospedale, così come in qualsiasi altro ambiente sanitario.

I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Privi di lattice naturale (adatto per le allergie di tipo I)
- Privi di acceleratori (adatto per le allergie di tipo IV)
- DOP-free
- Morbidezza
- Massimo confort

DATI TECNICI

sempercure®  **syn-stretch**



MODELLO	Guanto da esplorazione, senza polvere
MATERIALE	Polimero sintetico
COLORE	giallo opaco
FORMA DEL GUANTO	piatto con cordolo
LUNGHEZZA COMPLESSIVA/TAGLIA in base a EN 455-2	S, M, L, XL 240 mm
SPESSORE strato doppio nella zona del palmo	min. 0,14 mm
DENSITA'/ RESISTENZA ALLA ROTTURA in base a EN 455-1 / in base a EN 455-2	AQL 1,5 / $\geq 3,6$ N
DURATA IN CONFEZIONE in confezione originale in base a DIN 7716, ISO 2230	min. 5 anni
CONFEZIONI	Dispenser: S, M, L 100 pz./XL 90 pz. In cartone di trasporto: S, M, L 1.000 pz./XL 900 pz./UI
CONTRASSEGNO	EN 1041, EN 980, ISO 15223

CI CONTATTI!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
1031 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com