

CLASSIC NEXT GENERATION

SENSIBILITA' OTTIMALE

Lo speciale sviluppo del processo di immersione garantisce uno spessore uniforme dalle dita al polsino. Ciò consente una sensibilità ed un confort ottimali, anche in caso di interventi prolungati.

MAGGIORE SICUREZZA

Il processo produttivo Sempermed soddisfa le norme qualitative internazionali e garantisce l'AQL 1,5 prescritto. La nuova miscela di lattice naturale e la tecnologia produttiva, garantiscono una resistenza alla rottura più elevata ed una maggiore sicurezza.

PRESA E CONFORT OTTIMALI

Una buona sensibilità e manualità ed una presa sicura sono essenziali nella chirurgia. Il guanto ha una superficie microruvida non scivolosa che ne aumenta la presa.

CURA DELLA PELLE

Il guanto è leggermente polverato con polvere di amido di mais per agevolarne la calzabilità. Le molteplici fasi di lavaggio (leaching) rendono i guanti in lattice naturale confortevoli per l'utilizzatore.

sempermed[®] 

CLASSIC

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

DATI TECNICI



sempermed®  **CLASSIC**
next generation

TIPO	Guanto chirurgico sterile, leggermente polverato			
MATERIA PRIMA	Gomma di lattice naturale (NL)			
COLORE	Bianco			
FORMA DEL GUANTO	Completamente anatomica con cordolo			
LUNGHEZZA/TAGLIA secondo EN 455-2	6 e 6 ½	260 mm	7, 7 ½ e 8	270 mm
	8 ½ e 9	280 mm		
SPESSORE PARETE strato singolo nella zona del palmo	0,15 - 0,20 mm			
IMPERMEABILITÀ secondo EN 455-1	AQL 1,5			
RESISTENZA A ROTTURA secondo EN 455-2	≥ 12 N			
DURATA IN CONFEZIONE nella confezione originale stoccata secondo DIN 7716, ISO 2230	min. 5 anni			
STERILIZZAZIONE	Raggi gamma min. 2,5 Mrad (25 kGy)			
CONFEZIONAMENTO	Sterile: guanto sinistro e destro rivoltati, in involucro interno privo di fibre, in buste medicali sigillate piatte. <ul style="list-style-type: none">• 60 paia in dispenser con indicatore della sterilizzazione:• 360 paia in cartone di trasporto			
NUMERI ARTICOLO	Misura 6,0	826054600	Misura 8,0	826054800
	Misura 6,5	826054620	Misura 8,5	826054820
	Misura 7,0	826054700	Misura 9,0	826054900
	Misura 7,5	826054720		
CONTRASSEGNO	EN 1041 and EN 980			

PER CONTATTI!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com