

**SENZA
POLVERE**

PER MANI SENSIBILI

Sempermed Derma PF è un buon motivo per passare ai guanti senza polvere.

GRANDE TOLLERABILITA'

Questo guanto senza polvere è più sicuro per il personale, i pazienti e i visitatori, non comportando rischi dermatologici, allergici e tossici ascrivibili alla polvere.

FACILI DA INDOSSARE

Il rivestimento interno sintetico e la struttura a reticolata brevettata consentono di indossare i guanti con grande facilità.

PRESA SICURA

I guanti Sempermed Derma PF si contraddistinguono per la presa migliorata e la sicurezza, consentendo una buona sensibilità e un uso sicuro degli strumenti.

ECELLENTE RAPPORTO

QUALITA'/PREZZO

Se si considerano i costi ingenti degli effetti dannosi della polvere, il risparmio a lungo termine è ingente. Nel confronto il prezzo di acquisto dei guanti Sempermed Derma PF è veramente esiguo.



sempermed®  **DERMA PF**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

DATI TECNICI



sempermed® DERMA PF

| | |
|---|---|
| MODELLO | Guanto chirurgico sterile, senza polvere, con rivestimento interno sintetico |
| MATERIALE | Pomma di lattice naturale (NL) |
| COLORE | Bianco |
| FORMA DEL GUANTO | Completamente anatomica con bordino arrotolato |
| LUNGHEZZA TOTALE / MISURA in base a EN 455-2 | 5 ½, 6 e 6 ½ 265 mm 7, 7 ½ e 8 275 mm 8 ½ e 9 280 mm |
| SPESSORE strato singolo nella zona del palmo | 0,16 - 0,24 mm |
| DENSITA' in base a EN 455-1 | AQL 1,5 |
| RESISTENZA AGLI STRAPPI in base a EN 455-2 | ≥ 12 N |
| CONSERVABILITA' in original packaging if stored as per DIN 7716, ISO 2230 | min. 3 anni |
| STERILIZZAZIONE | Con raggi gamma min. 2,5 Mrad (25 kGy) |
| CONFEZIONI | Guanto sinistro e destro rovesciati, in tasca interna senza fibre, impenetrabile all'ozono, sigillati in buste medicali piatte. In dispenser con indicatore della sterilizzazione: 50 paia In cartone pronto per la spedizione con indicatore della sterilizzazione: 300 paia |
| NUMERO ARTICOLO | Misura 5,5 822751522 Misura 7,5 822751722 Misura 6,0 822751602 Misura 8,0 822751802 Misura 6,5 822751622 Misura 8,5 822751822 Misura 7,0 822751702 Misura 9,0 822751902 |
| CONTRASSEGNO | EN 1041, EN 980, ISO 15223 |

CI CONTATTI!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed

1031 Vienna · Modocenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630

e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com