



IL SOTTOGUANTO IDEALE.
SEMPERMED GREEN M.

sempermed[®]  **GREEN M**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SEMPERMED GREEN M

IL SOTTOGUANTO IDEALE

Il sottoguanto ideale: la colorazione verde facilita il riconoscimento di una perforazione del guanto durante l'operazione. In combinazione con Sempermed Supreme, i guanti chirurgici Sempermed offrono la soluzione ottimale per quanto riguarda sicurezza e confort.

- La forma dei guanti chirurgici corrisponde alla posizione rilassata della mano con dita leggermente piegate e garantisce, oltre ad un **alto confort**, la **comodità del lavoro** con i guanti chirurgici Sempermed.
- Il Sempermed GREEN M è dotato di un **rivestimento interno sintetico**. Diviene così più facile **indossare e cambiare i guanti durante l'operazione**.
- Sempermed GREEN M è il sottoguanto ideale per **guanti doppi**. Con questa prassi sempre più comune di ottimizzare la protezione dalle infezioni, si indossano 2 paia di guanti

l'uno sull'altro, per poter riconoscere rapidissimamente perforazioni spesso inosservate del guanto esterno. Attraverso la penetrazione di fluidi tra i guanti si crea una macchia chiaramente visibile e il guanto esterno può essere cambiato subito. **Il colore verde** del guanto interno **rafforza quest'alterazione di colore dovuta all'umidità**.



DATI TECNICI

sempermed® GREEN M

MODELLO	guanti chirurgici sterili monouso, senza polvere, con rivestimento interno sintetico			
MATERIALE	lattice naturale (NR)			
COLORE	verde			
FORMA DEL GUANTO	completamente anatomica con cordolo			
LUNGHEZZA TOTALE/ MISURA <small>in base a EN 455-2</small>	5 ½	275 mm	6, 6 ½, e 7	280 mm
	7 ½, 8, 8 ½ e 9	290 mm		
SPESSORE <small>strato singolo nella zona del palmo</small>	min. 0,20 mm			
DENSITÀ/RESISTENZA AGLI STRAPPI <small>in base a EN 455-1/in base a EN 455-2</small>	AQL 1,0 / ≥ 12 N			
CONSERVABILITÀ <small>nella confezione originale in base a DIN 7716, ISO 2230</small>	3 anni			
CONFEZIONAMENTO	guanto sinistro e destro rovesciati, in tasca interna senza fibre, impenetrabile all'ozono, sigillati in buste medicali piatte in dispenser con indicatore della sterilizzazione: 40 paia in cartone da trasporto con indicatore della sterilizzazione: 240 paia			
NUMERO ARTICOLO	Taglia 5,5	870 100	Taglia 7,5	870 104
	Taglia 6,0	870 101	Taglia 8,0	870 105
	Taglia 6,5	870 102	Taglia 8,5	870 106
	Taglia 7,0	870 103	Taglia 9,0	870 107
IDENTIFICAZIONE	EN 1041, EN 980 e ISO 15223			

DISTRIBUZIONE TRAMITE:

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. · Division Sempermed
Austria · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com