

NITRILE SKIN²

SCOPRA LA SUA SECONDA PELLE

PROTEZIONE DA INFEZIONI – a prova di virus per utilizzatore e paziente

ECELLENTE SENSIBILITÀ – grazie allo spessore ottimizzato

MASSIMO CONFORT – grazie al morbido materiale innovativo

Protezione da infezioni
Eccellente sensibilità

Massimo confort
Privi di lattice naturale

sempercare[®]  **nitrile skin²**

EXAMINATION GLOVES BY SEMPERMED

SEMPERCARE NITRILE SKIN²

PRESA SICURA IN OGNI SITUAZIONE

Una buona sensibilità, oltre a protezione, confort e tollerabilità cutanea costituisce uno dei criteri fondamentali per la scelta del guanto da esplorazione più adatto. Il nuovo Sempercure Nitrile Skin² combina queste caratteristiche in un guanto unico, straordinariamente leggero.

Il materiale morbido, sviluppato nel nostro centro di ricerca europeo consente di ottenere uno spessore ottimale, combinato a sensibilità e confort insuperabili, con la massima protezione da infezioni.

Scopra la sua seconda pelle!

- **Protegge** l'utilizzatore e il paziente da infezioni. Oltre ai requisiti della norma europea in materia di tenuta, questi guanti soddisfano anche i requisiti sull'impenetrabilità ai virus in base a ASTM F 1671.
- Sempercure Nitrile Skin² grazie al materiale di nuovo sviluppo è particolarmente **morbido e leggero**.
- Il materiale elastico offre confort e **sensibilità** al massimo livello.
- Le microruvindità sulle punte delle dita garantiscono sempre una **presa sicura**, anche in ambienti umidi.
- Il guanto è senza polvere e **non** contiene proteine **del lattice naturale** Ciò lo rende adatto per gli utilizzatori affetti da allergie di tipo I che non vogliono rinunciare al confort del lattice.
- Il comprovato **processo di lavaggio Sempercure** durante la produzione dei guanti conferisce anche ai guanti Sempercure Nitrile Skin² caratteristiche di massima tollerabilità cutanea, per il paziente e per l'utilizzatore.
- Il **colore blu lavanda** semplifica il riconoscimento dai guanti in lattice naturale e il riconoscimento in generale..

DATI TECNICI



sempercure®  **nitrile skin²**

MODELLO	Guanto da esplorazione non sterile, senza polvere, monouso
MATERIALE	Nitrile-Butadien-Rubber (NBR)
COLORE	blu lavanda
FORMA DEL GUANTO	piatto con bordino
LUNGHEZZA COMPLESSIVA/TAGLIA in base a EN 455-2	XS, S, M, L, XL 240 mm
SPESSORE strato doppio nella zona del palmo	min. 0,10 mm
IMPERMEABILITÀ/RESISTENZA ALLA ROTTURA conforme a EN 455-1 / conforme a EN 455-2	AQL 1,5 / $\geq 6,0$ N
CONSERVABILITÀ nella confezione originale in base a DIN 7716, ISO 2230	3 anni
CONFEZIONI	in dispenser, XS, S, M, L 200 guanti sfusi, XL 180 guanti sfusi 10 dispenser per cartone di trasporto
CONTRASSEGNO	EN 1041, EN 980, EN 420 e ISO 15223
IMPIEGO conforme a MDD 93/42 CEE conforme a DPI 89/686 EEC	Prodotto medico di classe I Guanto protettivo monouso per la protezione da rischi minimi

CI CONTATTI!

Semperit Technische Produkte GmbH Division · Sempermed
Austria · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com