



Maggiore resistenza, alla perforazione ed alle sostanze chimiche

Forma e sensibilità perfette

Maggiore confort

Il colore blu consente una rapida distinzione dai guanti in lattice

Adatto per le allergie di tipo I

sempercare[®]  **nitrile**

DISEGNATO ATTORNO ALLE VOSTRE MANI.

SEMPERCARE NITRILE

L'ALTERNATIVA SINTETICA AL LATTICE

La comprovata sicurezza di un guanto da esplorazione in nitrile combinata a caratteristiche di calzabilità simili a quella dei guanti in lattice rendono i guanti Sempercure Nitrile di nuova generazione la soluzione ottimale per chi desidera guanti privi di lattice naturale.

- I guanti Sempercure Nitrile sono ora ancora più morbidi ed elastici con **forma** e **sensibilità** perfette.
- Il materiale morbido è ancora più confortevole **consentendo** di lavorare in modo rilassato e sicuro.
- I guanti sono senza polvere e non contengono proteine (presenti nel lattice naturale), caratteristica che li rende adatti per chi soffre di **allergie di tipo I** senza dover rinunciare ad un confort simile a quello del lattice naturale.
- Molteplici cicli di lavaggio durante la produzione ne migliorano la **tollerabilità**.
- La superficie strutturata delle punte delle dita consente una **presa ottimale** anche in ambiente umido.
- La maggiore resistenza alla perforazione e la migliore **resistenza alle sostanze chimiche** del nitrile (con uno spessore uguale a quello del lattice naturale) offrono protezione e confort a chi li indossa.
- Il colore blu consente una **rapida distinzione dai guanti di lattice naturale**.



DATI TECNICI

sempercure®  **nitrile**

MODELLO	Guanto da esplorazione, senza polvere, monouso
MATERIALE	Nitril-Butadien-Rubber (NBR)
COLORE	blu
FORMA DEL GUANTO	piatto con cordolo
LUNGHEZZA COMPLESSIVA/TAGLIA in base a EN 455-2	S, M, L, XL 240 mm
SPESSORE strato doppio nella zona del palmo	min. 0,16 mm
DENSITA' / RESISTENZA ALLA ROTTURA in base a EN 455-1 / in base a EN 455-2	AQL 1,5 / 9 N prima dell' invecchiamento e 6,0 N su tutta la durata della conservazione
DURATA IN CONFEZIONE in confezione originale in base a DIN 7716, ISO 2230	3 anni
CONFEZIONI	1. non sterili: in dispenser, S, M, L 100 pezzi, XL 90 pezzi 2. sterili: S,M,L 50 paia in cartone di trasporto, guanti rovesciati, in tasca interna senza fibre, sigillati in buste medicali piatte.
CONTRASSEGNO	EN 1041, EN 980, ISO 15223, EN 420 (non sterili)
IMPIEGO conforme a MDD 93/42 CEE conforme a DPI 89/686 EEC	Prodotto medico di classe 1 (non sterili + sterili) Guanto protettivo monouso per la protezione da rischi minimi (non sterili)

CI CONTATTI!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
Austria · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com