

SENZA
LATTICE
NATURALE

SEMPERMED SYNTEGRA GREEN
UNA COMBINAZIONE PERFETTA
PER LA SUA PROTEZIONE.



sempermed®  syntegra green
latex free

PER LA MASSIMA SICUREZZA.

Il sottoguanto ideale offre luce verde per una maggiore sicurezza durante le operazioni. Il colore verde facilita il riconoscimento di una perforazione del guanto. Il Sempermed Syntegra Green è pertanto, in combinazione con Syntegra IR, la soluzione ideale per quanto riguarda sicurezza, confort e rispetto della pelle.

- La combinazione di entrambi i guanti chirurgici Sempermed Syntegra, **senza polvere, lattice naturale** e pertanto **senza proteine allergizzanti**, offre a utilizzatori e pazienti la massima sicurezza.
- I guanti Sempermed Syntegra sono progettati appositamente per le esigenze nel settore chirurgico. Una forma anatomica perfetta con dorso più largo e più comodo ed una **forma delle dita naturalmente incurvata** permette una posizione rilassata della mano e pertanto **la comodità del lavoro**.
- Il materiale sintetico poliisoprene imita le **caratteristiche strutturali del lattice naturale (NR)**, in maniera tale offrire la stessa elasticità, morbidezza e resistenza allo strappo e inoltre la stessa sensazione tattile.
- Il nuovo Sempermed Syntegra Green è il **sottoguanto ideale per guanti doppi**. Con questa prassi sempre più comune di ottimizzare la protezione dalle infezioni, si indossano 2 paia di guanti l'uno sull'altro, per poter riconoscere rapidissimamente perforazioni spesso inosservate del guanto esterno. Attraverso la penetrazione di fluidi tra i guanti si crea una macchia chiaramente visibile e il guanto esterno può essere cambiato subito. Il colore verde del guanto interno rafforza questa alterazione di colore dovuta a umidità.
- La forma pienamente anatomica del guanto, con dorso largo e dita naturalmente incurvate offre un **confort perfetto**.
- Uno speciale rivestimento interno permette una **facile vestibilità** ed un facile cambio guanti inter-operatorio.

SPECIFICHE TECNICHE



sempermed®  **syntegra green**
latex free

TIPO	guanti chirurgici sterili monouso, senza polvere, con rivestimento interno sintetico					
MATERIALE	poliisoprene sintetico					
COLORE	verde					
FORMA DEL GUANTO	completamente anatomica con cordolo					
LUNGHEZZA/TAGLIA in base a EN 455-2	5 ½	min. 275 mm				
	6, 6 ½ e 7	min. 280 mm				
	7 ½, 8, 8 ½ e 9	min. 290 mm				
SPESSORE strato singolo nella zona del palmo	min. 0,15 mm					
IMPERMEABILITÀ / RESISTENZA AGLI STRAPPI in base a EN 455-1 / in base a EN 455-2	AQL 1,0 / ≥ 9N					
CONSERVABILITÀ nella confezione originale in base a DIN 7716, ISO 2230	3 anni					
STERILIZZAZIONE	Con raggi gamma con min. 2,5 Mrad (25 kGy)					
CONFEZIONAMENTO	guanto sinistro e destro rovesciati, in tasca interna senza fibre, impenetrabile all'ozono, sigillati in buste medicali piatte					
	in dispenser con indicatore della sterilizzazione: 40 paia					
	in cartone da trasporto con indicatore della sterilizzazione: 240 paia					
CODICI ARTICOLI	Taglia 5 ½	827053521	Taglia 7	827053701	Taglia 8 ½	827053821
	Taglia 6	827053601	Taglia 7 ½	827053721	Taglia 9	827053901
	Taglia 6 ½	827053621	Taglia 8	827053801		
MARCATURA	EN 1041, EN 980 e ISO 15223					

CI CONTATTI!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
A-1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com