

**PRESA
MIGLIORE**

PRESA SICURA IN TUTTE LE CIRCOSTANZE

Il nuovo Sempermed Supreme+ consente una presa migliore in ogni situazione combinando massima sicurezza, sensibilità ottimale ed uso perfetto degli strumenti.

TOLLERABILITÀ ASSOLUTA

Il processo automatico di finitura appositamente sviluppato comprende il lavaggio intensivo e ripetuto dei guanti. Ciò consente di ridurre al minimo (per quanto tecnicamente possibile) le sostanze irritanti per la pelle, derivanti dalla produzione, ed il contenuto di proteine del lattice naturale.

IL SISTEMA DI RIVESTIMENTO

La speciale struttura a rete del rivestimento ottimizza la superficie di contatto fra rivestimento e pelle, riducendo notevolmente l'attrito durante la calzatura. Risultato: il nuovo Sempermed Supreme+ è facile da indossare e da togliere.

DOPPIA CALZATA

Per la vostra sicurezza e per una calzatura semplice usare Sempermed Supreme come guanto interno e Sempermed Supreme+ come guanto esterno.

Consiglio: se si portano misure diverse, indossare prima i guanti più grandi oppure usare guanti della stessa misura.



sempermed®  **supreme+**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

DATI TECNICI



sempermed® supreme+

| | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------|
| MODELLO | guanto chirurgico sterile, senza polvere, con rivestimento interno sintetico | | | |
| MATERIALE | Lattice naturale (NR) | | | |
| COLORE | bianco | | | |
| FORMA DEL GUANTO | completamente anatomica con bordino arrotolato | | | |
| LUNGHEZZA TOTALE/ MISURA in base a EN 455-2 | 5 ½, 6 e 6 ½ | 270 mm | 7, 7 ½ e 8 | 280 mm |
| | 8 ½ e 9 | 285 mm | | |
| SPESSORE strato singolo nella zona del palmo | 0,19 - 0,24 mm | | | |
| DENSITA' in base a EN 455-1 | AQL 1,0 | | | |
| RESISTENZA AGLI STRAPPI in base a EN 455-2 | ≥ 12 N | | | |
| CONSERVABILITA' in confezione originale in base a DIN 7716, ISO 2230 | min. 3 anni | | | |
| STERILIZZAZIONE | con raggi gamma min. 2,5 Mrad (25 kGy) | | | |
| CONFEZIONI | guanto sinistro e destro rovesciati, in tasca interna senza fibre, impenetrabile all'ozono, sigillati in buste medicali piatte In dispenser con indicatore della sterilizzazione: 50 paia In cartone pronto per la spedizione con indicatore della sterilizzazione: 300 paia | | | |
| NUMERI ARTICOLO | Misura 5,5 | 822851521 | Misura 7,5 | 822851721 |
| | Misura 6,0 | 822851601 | Misura 8,0 | 822851801 |
| | Misura 6,5 | 822851621 | Misura 8,5 | 822851821 |
| | Misura 7,0 | 822851701 | Misura 9,0 | 822851901 |
| CONTRASSEGNO | EN 1041, EN 980, ISO 15223 | | | |

CI CONTATTI!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
A – 1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com