

# NITRILE SKIN<sup>2</sup>

## OPPDAG DIN 2. HUD

**FORSVAR MOT INFEKSJONER** – virustett for brukere og pasienter

**OVERLEGEN FINGERFØLSOMHET** – ved hjelp av optimert veggtykkelse

**HØY BRUKERKOMFORT** – ved hjelp av det myke, innovative materialet

Forsvar mot infeksjoner  
Overlegen fingerfølsomhet

Høy brukerkomfort  
Fri for naturlatex

**sempercare<sup>®</sup>**  **nitrile skin<sup>2</sup>**

EXAMINATION GLOVES BY SEMPERMED

# DINE BEHOV I GREPET

God følesans er, ved siden av beskyttelse, brukerkomfort og hudvennlighet det mest vesentlige bedømmelseskriterium ved valget av den riktige undersøkelseshansken. Den nye Sempercure Nitrile skin<sup>2</sup> kombinerer disse egenskapene i en enestående, usedvanlig lett hanske.

Det myke materialet vi har utviklet i vårt europeiske forskningsentrum tillater med en optimert veggtykkelse et maksimum av følesans og komfort og også et maksimalt vern mot infeksjoner.

## Oppdag din 2. hud!

- **Beskytter** brukere og pasienter mot overføring av infeksjoner. Ved siden av kravene i den europeisk norm for tetthet oppfyller hanskene også kravene til virus-tetthet i henhold til ASTM F 1671.
- Sempercure Nitrile Skin<sup>2</sup> føles på grunn av det **nyutviklede materialet** ytterst **myk og lett**.
- Det elastiske materialet byr høyeste bærekomfort og maksimal **følesans**.
- Strukturen i fingertuppene garanterer et alltid **sikkert grep**, selv i fuktige omgivelser.
- Hansken er puddefri og inneholder **ingen naturlatex-proteiner**. Dermed er den utmerket egnet for type-I-allergikere, som ikke vil gå glipp av komforten til latex.
- Den gjennomprøvede **Sempercure vaskemetoden** i løpet av hanskeproduksjonen sikrer deg også ved Sempercure Nitrile Skin<sup>2</sup> maksimal hudvennlighet, både for pasienten og for brukeren.
- Den **lavendel-blå fargen** gjør det lettere å skjelne den fra natur-latex hansker og gjør det mulig at den er lett å kjenne igjen.

## TEKNISKE DETALJER



**sempercure**® **nitrile skin<sup>2</sup>**

|  |  |
|--|--|
| <b>TYPE</b>  | Ikke-steril, puddefri undersøkelseshanske til engangsbruk  |
| <b>MATERIALE</b>   | Nitrile-Butadien-Rubber (NBR)  |
| <b>FARGE</b>   | lavendel-blå   |
| <b>HANSKEFORM</b>  | flat med rullekant   |
| <b>LENGDE/STØRRELSE</b><br>ihht. EN 455-2                                      | XS, S, M, L, XL 240 mm   |
| <b>TYKKELSE</b><br>i håndflateområdet målt dobbelt                             | min. 0,10 mm   |
| <b>UGJENNOMTRENDELIGHET / RIVESTYRKE</b><br>ihht. EN 455-1 / ihht. EN 455-2    | AQL 1,5 / ≥ 6 N  |
| <b>HOLDBARHET</b><br>i originalemballasje ved lagring ihht. DIN 7716, ISO 2230 | 3 år   |
| <b>FORPAKNING</b>  | Dispenserkartong XS, S, M, L 200 stykk enkeltvis, XL 180 stykk enkeltvis<br>10 dispenserkartonger pr. transportkartong |
| <b>MERKING</b>   | EN 1041, EN 980, EN 420 og ISO 15223   |
| <b>BRUKSFORMÅL</b><br>ihht. MDD 93/42 EØF<br>ihht. PVU 89 / 686 EØF            | Medisinprodukt klasse I<br>Engangs-Vernehansker mot minimale risikoen  |

TA KONTAKT MED OSS!

OneMed AS · Karihaugveien 89 · 1086 Oslo  
Telefon: 22 30 91 00 · Fax: 22 30 91 01 · e-mail: post.no@onemed.com www.onemed.com

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed · A – 1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · www.sempermed.com