



sempermed® S DERMA plus

Licht gepoederde operatiehandschoen

Productie met aandacht voor veiligheid

De met de speciaal ontwikkelde doppeltechniek vervaardigde operatiehandschoenen overtuigen door hoge scheurbestendigheid en betrouwbare dichtheid.

Kwaliteitscontroles van A tot Z

De productie in Wimpassing (Oostenrijk) wordt vanaf begin tot eind bewaakt door kwaliteitscontroles.

Daarom kan Sempermed AQL-waarden garanderen die beter zijn dan die in de norm wordt vereist:

Acceptable Quality Level van 1,0.

De slipvaste grip

Het microgeruwde oppervlak zorgt voor een uitstekend tastgevoel, een perfecte hantering van instrumenten en voor een slipvaste grip, ook in vochtig milieu.

Zeer huidvriendelijk

De handschoen is, overeenkomstig de nieuwste inzichten, door herhaaldelijk wassen (uitlogen) optimaal bevrijd van huidbelastende allergene stoffen.

Werken zonder vermoeid te raken

De comfortabele, volledig anatomische pasvorm en de soepele, zachte latexfilm zorgen voor een ontspannen handarbeid in de operatiekamer.



Type	steriele operatiehandschoen, licht gepoederd	
Materiaal	natuurlatex	
Poeder	zuiver maïszetmeel	
Kleur	wit	
Handschoenvorm	volledig anatomisch met rolrand	
Totale lengte/maat volgens EN 455-2	6 en 6 1/2 7 en 7 1/2 8, 8 1/2 en 9	270 mm 280 mm 285 mm
Wanddikte in de handpalm	0,19 - 0,24 mm	
Dichtheid volgens EN 455-1	AQL 1,0	
Treksterkte volgens EN 455-2	≥ 12 N	
Houdbaarheid in originele verpakking bij opslag overeenkomstig DIN 7716, ISO 2230	minstens 5 jaar	
Sterilisatie	gamma bestraling met minstens 2,5 Mrad (25 kGy)	
Verpakking	linker en rechter handschoen met omgeslagen manchet in pluisvrije binnenenveloppe, ozondicht, ingeseald in medische peel-open verpakking. in dispenserdoos met sterilisatie-indicator: 50 paar in transportkarton met sterilisatie-indicator: 300 paar	
Opschrift	overeenkomstig EN 1041 + EN 980	

Verwijder het poeder na het aantrekken. Veeg de handschoenen grondig af met een steriele natte spons/handdoek.



Productie volgens het kwaliteitsmanagement-systeem overeenkomstig EN ISO 9001, EN ISO 13485 en EN 556 voor steriele producten en met inachtneming van de GMP-richtlijnen.

Dealer-stempel/etiket