

VOOR BIJZONDER GEVOELIGE TOEPASSINGEN

Lichtabsorberende kleur

De unieke bruine kleur van deze poedervrije latex handschoen absorbeert de reflectie van het felle licht in het operatiegebied en vergemakkelijkt de aanpassing van de ogen bij sensitieve ingrepen.

Perfect tastgevoel

De extra dunne Sempermed Senso maakt ook bij uiterst gevoelige toepassingen een nauwkeurige fijne motoriek en een perfect tastgevoel mogelijk. Dat de handschoen daarnaast buitengewoon veilig is, is te danken aan de gelijkmatige wanddikte, waardoor de Sempermed Senso aanvoelt als een nauwelijks waarneembare tweede huid.



Perfectie in plaats van oppervlakkigheid

Een perfecte operatiehandschoen mag in geen geval te glad zijn. Tegelijkertijd mogen de instrumenten ook niet „aan de vingers vastplakken“. De Sempermed Senso heeft met zijn zeer fijn geruwde oppervlaktetextuur een uitstekende grip – ook in lastige situaties.

Optimaal draagcomfort

Speciaal ontwikkeld voor de eisen van de microchirurgie, stemt de volledig anatomische vorm met licht gekromde vingers overeen met de natuurlijke houding van de hand – zodat u ermee kunt werken zonder vermoeid te raken en de instrumenten rustig en ontspannen kunt hanteren – ook bij operaties die lang duren.

sempermed[®] 

senso

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

TECHNISCHE GEGEVENS



sempermed®  **senso**

TYPE	steriele operatiehandschoen, poedervrij, met synthetische binnencoating	
MATERIAAL	natuurlatex (NR)	
KLEUR	bruin	
HANDSCHOENVORM	volledig anatomisch met rolrand	
TOTALE LENGTE/MAAT overeenkomstig EN 455-2	5 ½ 6, 6 ½, 7, 7 ½ 8, 8 ½ en 9	250 mm 280 mm
WANDDIKTE in de handpalm enkelvoudig gemeten	0,14 - 0,18 mm	
DICHTHEID volgens EN 455-1	AQL 1,0	
TREKSTERKTE volgens EN 455-2	≥ 12 N	
HOUDBAARHEID in originele verpakking bij opslag overeenkomstig DIN 7716, ISO 2230	minstens 3 jaar	
STERILISATIE	gammabestraling met minstens 2,5 Mrad (25 kGy)	
VERPAKKING	linker en rechter handschoen met omgeslagen manchet in pluisvrije binnenenveloppe, ozondicht, ingeseald in medische peel open-folieverpakking In dispenserdoos met sterilisatie-indicator: 50 paar In verzenddoos met sterilisatie-indicator: 300 paar	
ARTIKELNUMMERS	Maat 5,5 821751521 Maat 6,0 821751601 Maat 6,5 821751621 Maat 7,0 821751701	Maat 7,5 821751721 Maat 8,0 821751801 Maat 8,5 821751821 Maat 9,0 821751901
ETIKETTERING	EN 1041, EN 980, ISO 15223	

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Voor meer informatie:

Brocacef BV – Maarssen
Tel: 030-2452594 · Fax: 030-2452297
intramuraal@brocacef.nl
www.brocacefintramuraal.nl

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
Division Sempermed · 1031 Wien · Modecenterstraße 22
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
sempermed@semperit.at · www.sempermed.com