



EEN CONTRASTERENDE OPERATIEHANDSCHOEN VAN SEMPERMED

SEMPERMED GREEN M

De unieke kleur vermindert de reflectie van licht tijdens operatieve ingrepen. Deze handschoenen zijn bijzonder geschikt voor sensitieve toepassingen waarbij pijn aan de ogen geminimaliseerd dient te worden en een goed contrast met de organen noodzakelijk is.

Een veilige grip

De ideale verhouding tussen sterkte en wanddikte van de handschoen maakt een nauwkeurig fijnmotoriek en een perfect tastgevoel mogelijk. Het microgeruwde oppervlak waarborgt extra gevoeligheid in de vingertoppen voor een optimale veiligheid bij het hanteren van de instrumenten zelfs in een vochtig milieu. Hierdoor is de handschoen uitstekend geschikt voor gebruik bij oogheelkundige, cardiologische, microvasculaire en vele andere fijne chirurgische toepassingen.

Dubbel aantrekken

Dankzij de synthetische binnencoating kan de Sempermed GREEN M operatiehandschoen ook met vochtige hand gemakkelijk aangetrokken worden. Bij bijzonder zware belasting en bij risicopatiënten kan de veiligheid worden vergroot door het dragen van twee paar handschoenen over elkaar. Advies: trek bij twee verschillende maten eerst het grootste paar aan. Of gebruik twee paren van dezelfde maat.

sempermed®  **GREEN M**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

TECHNISCHE GEGEVENS



sempermed® GREEN M

TYPE	steriele operatiehandschoen, poedervrij, met synthetische binnencoating			
MATERIAAL	natuurrubber latex			
KLEUR	groen			
HANDSCHOENVORM	volledig anatomisch met rolrand			
TOTALE LENGTE/MAAT overeenkomstig EN 455-2	5 ½	275 mm	6, 6 ½, en 7	280 mm
	7 ½, 8, 8 ½ en 9	290 mm		
WANDDIKTE in de handpalm enkelvoudig gemeten	minstens 0,2 mm			
DICHTHEID volgens EN 455-1	AQL 1,0			
TREKSTERKTE volgens EN 455-2	≥ 12 N			
HOUDBAARHEID in originele verpakking bij opslag overeenkomstig DIN 7716, ISO 2230	minstens 3 jaar			
STERILISATIE	gammabestraling met minstens 2,5 Mrad (25 kGy)			
VERPAKKING	linker en rechter handschoen met omgeslagen manchet in pluisvrije binnenenveloppe, ozondicht, ingeseald in medische peel open-folieverpakking In dispenserdoos met sterilisatie-indicator: 40 Paar In verzenddoos met sterilisatie-indicator: 240 Paar			
ARTIKELNUMMERS	Maat 5,5	823756521	Maat 7,5	823756721
	Maat 6,0	823756601	Maat 8,0	823756801
	Maat 6,5	823756621	Maat 8,5	823756821
	Maat 7,0	823756701	Maat 9,0	823756901
ETIKETTERING	EN 1041, EN 980, ISO 15223			

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Voor meer informatie:

Brocacef BV – Maarssen · Tel: 030-2452594 · Fax: 030-2452297

e-mail: intramuraal@brocacef.nl · internet: www.brocacefintramuraal.nl

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. · Division Sempermed · 1031 Wien · www.sempermed.com.