



sempercare®  **syn-stretch**

Huidvriendelijk, comfortabel en veilig

Onze nieuwe **sempercare®**  **syn-stretch** onderzoekshandschoen. Een betere is nauwelijks te vinden.

100% synthetisch

De nieuwe poedervrije synthetische onderzoekshandschoen kenmerkt zich door verhoogd comfort en elasticiteit. Het synthetische materiaal en de nieuw ontwikkelde handvormmal waarborgen een bijzonder prettig draagcomfort bij precies werk.

Innovatief

De synthetische handschoen heeft dezelfde draagkarakteristieken als latex.


De kleur is gelijk aan die van een latex handschoen. Deze elastische synthetische handschoen is zonder spanningsgevoel aangenaam te dragen.

Sensibel

Syn-stretch – gemaakt zonder latexproteïnen en procesversnellers en derhalve bijzonder geschikt voor personen met een type I of IV –allergie.

Het innovatieve, zachte en elastische materiaal maakt gemakkelijk aantrekken mogelijk, biedt een voortreffelijk tastgevoel en is bijzonder huidvriendelijk.

Betrouwbaar en veilig

De **sempercare®**  **syn-stretch** – eersteklas kwaliteit gemaakt van synthetisch materiaal tegen een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Een allround onderzoekshandschoen voor dagelijks hygiënisch en huishoudelijk werk in ziekenhuis en andere zorginstellingen, voor onderzoek en verpleging.

Tijd voor grondige
handdesinfectie

| | |
|---|--|
| Type | poedervrije onderzoekshandschoen |
| Materiaal | PVC (PolyVinylChloride) |
| Oppervlak | glad |
| Kleur | geel-opaak |
| Handschoenvorm | vlak met rolrand |
| Totale lengte/maat volgens EN 455-3 | S, M, L, XL: min. 240 mm |
| Wanddikte eenvoudig in de handpalm | 0,08 +/-0,02 mm |
| Dichtheid volgens EN 455-1 | AQL 1,5 |
| Treksterkte volgens EN 455-2 | ≥ 3,6 N |
| Houdbaarheid in originele verpakking bij opslag overeenkomstig DIN 7716, ISO 2230 | 5 jaar |
| Verpakking | in dispenserdoos: 100 stuks los in transportkarton: 1.000 stuks |
| Aanduiding | EN 1041 + EN 980 |

Productie volgens het kwaliteitsmanagement-systeem overeenkomstig EN ISO 9001, EN ISO 13485 en EN 556 voor steriele producten en met inachtneming van de GMP richtlijnen.



1



2



3



4



5



6

Dealer-stempel/etiket