



Hogere bestendigheid tegen doorprikken en betere chemische bestendigheid

Voor lijders aan allergie type

Verhoogd draagcomfort

De blauwe kleur vergemakkelijkt de snelle onderscheiding t.o.v. latex-handschoenen.

Perfecte pasvorm en sensitiviteit

sempercare[®]



nitrile

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SEMPERCARE NITRILE

HET SYNTHETISCHE LATEX-ALTERNATIEF

De beproefde veiligheid van een nitril-onderzoekshandschoen - in combinatie met draageigenschappen die met die van latex te vergelijken zijn - maken van de Sempercure Nitrile van de nieuwe generatie de optimale oplossing als het om natuurlatexvrije handschoenen gaat.

- De Sempercure Nitrile is nu nog zachter en elastischer en biedt om deze reden een **perfecte pasvorm** en **sensitiviteit**.
- Het zachte materiaal verhoogt het **draagcomfort** en zorgt voor comfortabel en veilig werken gedurende langere tijd.
- De handschoen is poedervrij en bevat geen natuurlatex-proteïnes: hierdoor is deze bij uitstek geschikt voor **type I allergieklidders** die het niet zonder het verhoogde draagcomfort à la elastisch natuurlatex willen stellen.
- Dankzij meerdere wascycli tijdens de productie wordt de handschoen rondom bijzonder **huidvriendelijk**.
- Getextureerde vingertoppen zorgen voor een **goede grip**, ook in een vochtige omgeving.
- De hogere **bestendigheid tegen doorprikken** en betere chemische **bestendigheid** van nitril (bij gelijke wanddikte als natuurlatex bieden de gebruiker bescherming met behoud van comfort.
- De blauwe kleur vergemakkelijkt de **snelle onderscheiding t.o.v. latex-handschoenen**.

TECHNISCHE GEGEVENS

sempercure®  **nitrile**



TYPE	onderzoekshandschoen, poedervrij
MATERIAAL	Nitril-Butadien-Rubber (NBR)
KLEUR	blauw
HANDSCHOENVORM	vlak met rolrand
TOTALE LENGTE/MAAT overeenkomstig EN 455-2	S, M, L, XL 240 mm
WANDDIKTE in de handpalm dubbel gemeten	min. 0,16 mm
DICHTHEID / TREKSTERKTE volgens EN 455-1 / volgens EN 455-2	AQL 1,5 / 9 N
HOUDBAARHEID in originele verpakking bij opslag overeenkomstig DIN 7716, ISO 2230	3 jaar
VERPAKKING	1. onsteriel: in dispenserdoos S, M, L 100 stuks los, XL 90 stuks los 2. steriel: 40 paar in dispenserdoos, handschoenen met omgeslagen manchet in pluisvrije binnenenvelop, ingeseald in medische peel open-folieverpakking
ETIKETTERING	EN 1041 + EN 980, ISO 15223

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Voor meer informatie:

Brocacef BV – Maarssen · Tel: 030-2452594 · Fax: 030-2452297

e-mail: intramuraal@brocacef.nl · internet: www.brocacefintramuraal.nl

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed · 1031 Vienna · Modcenterstraße 22 · www.sempermed.com