

**MEER
GRIP**

UW WERELD STEVIG IN DE HAND

De nieuwe Sempermed Supreme+ geeft u in iedere situatie meer grip en combineert tegelijkertijd een maximale veiligheid met een ideaal tastgevoel en een perfecte hantering van de instrumenten!

ABSOLUUT HUIDVRIENDELIJK

Tijdens het door onszelf ontwikkelde automatische nabehandlingsprocédé worden de handschoenen verschillende keren intensief gewassen. Daardoor wordt de hoeveelheid bij de productie gebruikte stoffen die huidirritaties kunnen veroorzaken, evenals het eiwitgehalte van het verwerkte natuurlatex gereduceerd tot het technisch mogelijke minimum.

HET COATINGSYSTEEM

De speciale, netwerkachtige structuur van de coating optimaliseert het contactoppervlak tussen coating en huid, waardoor de wrijvingsweerstand bij het aantrekken van de handschoenen aanzienlijk wordt verminderd. Het resultaat: de nieuwe Sempermed Supreme+ is gemakkelijk aan en uit te trekken!

DUBBEL AAN TE TREKKEN

Met het oog op uw veiligheid en om het aantrekken van de handschoenen te vergemakkelijken, gebruikt u de Sempermed Supreme als binnenhandschoenen en de Sempermed Supreme+ als buitenhandschoen.

Tip: wanneer u verschillende maten draagt, trekt u eerst het grootste paar aan of gebruikt u handschoenen van dezelfde maat.



sempermed®  **supreme+**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

TECHNISCHE GEGEVENS



sempermed® supreme+

TYPE	steriele operatiehandschoen, poedervrij, met synthetische binnencoating			
MATERIAAL	natuurlatex (NR)			
KLEUR	wit			
HANDSCHOENVORM	volledig anatomisch met rolrand			
TOTALE LENGTE/MAAT volgens EN 455-2	5 ½, 6 en 6 ½	270 mm	7, 7 ½ en 8	280 mm
	8 ½ en 9	285 mm		
WANDDIKTE in de handpalm enkelvoudig gemeten	0,19 - 0,24 mm			
DICHTHEID volgens EN 455-1	AQL 1,0			
TREKSTERKTE volgens EN 455-2	≥ 12 N			
HOUDBAARHEID in originele verpakking bij opslag volgens DIN 7716, ISO 2230	minstens 3 jaar			
STERILISATIE	gammabestraling met minstens 2,5 Mrad (25 kGy)			
VERPAKKING	linker en rechter handschoen met omgeslagen manchet, in pluisvrije binnenverpakking, ozondicht, ingeseald in medische peel open folieverpakking in dispenserdoos met sterilisatie-indicator: 50 paar in verzenddoos met sterilisatie-indicator: 300 paar			
ARTIKELNUMMERS	Maat 5,5	822851521	Maat 7,5	822851721
	Maat 6,0	822851601	Maat 8,0	822851801
	Maat 6,5	822851621	Maat 8,5	822851821
	Maat 7,0	822851701	Maat 9,0	822851901
ETIKETTERING	EN 1041, EN 980 en ISO 15223			

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Voor meer informatie:

Brocef BV · Straatweg 2 · Postbus 75 · 3600 AB Maarssen · Tel: +31 30 2452594 · Fax: +31 30 2452297

e-mail: intramuraal@brocef.nl · internet: www.brocefintramuraal.nl