



sempermed® S DERMA plus

## Lekko pudrowa – dla sali operacyjnej

### Wyrób dla bezpieczeństwa

Rękawice operacyjne wyprodukowane specjalną metodą zanurzeniową przekonują swą wysoką odpornością na rozryw i niezawodną szczelnością.

### Kontrola jakości od początku do końca

Od początku do końca jest sprawdzana jakość podczas produkcji w Wimpassing (Austria). Tak więc Sempermed może zagwarantować lepsze wyniki AQL niż wymagane w normach.

Acceptable Quality Level = 1,0

### Pewny chwyt

Szorstka nawierzchnia dba o znakomite wycucie dotyku, niezawodne użycie przyrządów i pewny chwyt na mokro.

### Przyjazność skórze

Odpowiednio do najnowszej wiedzy rękawice poprzez kilkakrotne pranie (leaching) są wyczyszczone optymalnie z materiałów szkodliwych.

### Praca niemęcząca

Wygodna, pełnoautomatyczna forma oraz elastyczna, miękka warstwa lateksowa zapewniają niemęczącą pracę rąk w sali operacyjnej.

Typ	Sterylne rękawice operacyjne, lekko pudrowane	
Materiał	Lateks naturalny (NR)	
Puder	Czysta skrobia kukurydziana	
Barwa	Biała	
Forma rękawicy	Pełnoautomatyczna z krawędzią zawijaną	
Długość całkowita/wielkość	6 i 6 1/2	270 mm
	7 i 7 1/2	280 mm
	8, 8 1/2 i 9	285 mm
Grubość ścianki W strefie dłoni	0,19 - 0,24 mm	
Szczelność Wg EN 455-1	AQL 1,0	
Odporność na zerwanie Wg EN 455-2	≥ 12 N	
Zdolność na magazynowanie W opakowaniu oryginalnym przy magazynowaniu wg DIN 7716, ISO 2230	Co najmniej 5 lat	
Steryliczacja	Promienie gamma co najmniej 2,5 mrad (25 kGy)	
Opakowanie	Lewa i prawa rękawica zwinięte z bezwłóknową otoczką, z powłoką ozonową, zapieczętowane w medycznym opakowaniu  W kartonie podajnikowym ze wskaźnikiem sterylizacyjnym: 50 par W kartonie transportowym ze wskaźnikiem sterylizacyjnym: 300 par	
Oznakowanie	EN 1041 + EN 980	

Produkcja przy zastosowaniu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, EN 46001 i EN 556 dla produktów sterylnych oraz przy zachowaniu wytycznych GMP.

Pieczęć/naklejka przedstawiciela

Semperit Technische Produkte GmbH & Co KG · Sempermed Division · Modecenterstraße 22 · A-1031 Vienna  
Tel: +43-1-79 777-520 · Fax: +43-1-79 777-630 · e-mail: sempermed@semperit.at

Po nałożeniu usunąć puder. Wytrzeć rękawice starannie sterylnym, wilgotnym ręcznikiem lub gąbką.

