



Högre punktionsmotstånd och bättre kemikalieresistens

Perfekt passform och känslighet

Högre komfort
För typ I-allergiker

Högre komfort

Den blå färgen gör det lättare att skilja dem från naturlatexhandskar.

sempercare[®]



nitrile

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SEMPERCARE NITRILE

DET SYNTETISKA LATEXALTERNATIVET

Den beprövade säkerheten hos undersökningshandskar av nitril – i kombination med latexliknande egenskaper – gör Sempercure Nitrile till den nya generationens optimala latexfria handsklösning.

- Sempercure Nitrile är nu ännu mjukare och mer elastisk och erbjuder därför en **perfekt passform** och **känslighet**.
- Det mjuka materialet förbättrar **bekvämligheten** och gör arbetet bekvämt och säkert även under längre tid
- Handsken är puderfri och innehåller inga naturlatexproteiner. Därmed är den optimal för **typ I-allergiker** och ger samma höga elastiska komfort som naturlatex.
- Flera tvättcykler under produktionen gör handsken särskilt **hudvänlig**.
- Texturerade fingertoppar garanterar ett **bra grepp** även i fuktig miljö.
- Nitrilens högre **punktionsmotstånd** och bättre **kemikalieresistens** (vid samma tjocklek som naturlatex) ger användaren både skydd och bekvämlighet.
- Den blå färgen gör det lättare att skilja dem från naturlatexhandskar.

TEKNISKA DATA

sempercure®  **nitrile**



TYP	Undersökningshandske, puderfri
MATERIAL	Nitrilbutadiengummi (NBR)
FÄRG	Blå
HANDSKFORM	Slät med rullkant
TOTAL LÄNGD/STORLEK enligt EN 455-2	240 mm / XS, S, M, L, XL
TJOCKLEK I handflatan, dubbelvägg	Min. 0,16 mm
HÅLFÖREKOMST / DRAGSTYRKA VID BROTT enligt EN 455-1 / enligt EN 455-2	AQL 1,5 / 9 N
HÅLLBARHET I originalförpackning om lagring skett enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år
FÖRPACKNING	1. Osterila: i dispenserbox XS, S, M, L 100 st, XL 90 st 2. Sterila: 40 par i dispenserbox, handske med nedvikt krage i fiberfri innerförpackning, svetsad peel open-förpackning
MÄRKNING	EN 1041 + EN 980, ISO 15223

KONTAKTA OSS!



Box 68 (Fagerstagatan 18A) · 163 91 Spånga
Tel.: 08-621 36 80 · E-post: selefatrade@onemed.com
www.selefa.se

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
1031 Wien · Modecenterstraße 22
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com