

# CLASSIC NEXT GENERATION

## IDEALAN OSECAJ DODIRA

Novo razvijeni postupak uranjanja osigurava ravnomernu debljinu rukavice od prstiju do zgloba sake. Time se postize idealan osecaj dodira I kod duzih operacija, kao I manje zamaranje ruke.

## VECA SIGURNOST

Proizvodni postupak Sempermeda odgovara svim medjunarodnim normama kvaliteta I garantuje propisani AQL od 1,5. Nova mesavina prirodnog latexa kao i tehnologija proizvodnje osiguravaju vecu cvrstocu rukavice, a time i vecu sigurnost.

## NAJBOLJE HVATANJE I NAJVECI KOMFOR

Dobar osecaj dodira, dobro vodjenje, ali I cvrsto hvatanje u hirurgiji su posebno vazni. Radi boljeg hvatanja, rukavica ima mikrohrapavu površinu koja se ne kliza

## NEGA KOZE

Rukavica ima lagani nanos kukuruznog skroba, pa se zbog toga moze lako navuci. Zbog visestrukog pranja (alkalnost) rukavice od prirodnog latexa su vrlo udobne.

**sempermed**<sup>®</sup> 

**CLASSIC**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

# TEHNICKI DETALJI



**sempermed®**  **CLASSIC**  
next generation

<b>TIP</b>	Sterilna hirurska rukavica, sa malo talka	
<b>MATERIJAL</b>	Prirodni latex (NL)	
<b>BOJA</b>	Bela	
<b>OBLIK RUKAVICE</b>	Potpuno anatomski sa zarolanim rubom	
<b>UKUPNA DUZINA/VELICINA</b> U skladu sa EN 455-2	6 i 6 ½	260 mm
	7, 7 ½ i 8	270 mm
	8 ½ i 9	280 mm
<b>DEBLJINA</b> Izmeren jedan sloj rukavice na podrucju dlana	0,15 - 0,20 mm	
<b>NEPROPUSLJIVOST</b> U skladu sa EN 455-1	AQL 1.5	
<b>CVRSTOCA</b> U skladu sa EN 455-2	≥ 12 N	
<b>VEK TRAJANJA</b> U originalnoj ambalazi pri skladistenju u skladu sa DIN 7716, ISO 2230	najmanje 5 godina	
<b>STERILIZACIJA</b>	Gama zracenjem sa najmanje 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>AMBALAZA</b>	1. sterilno: leva i desna rukavica slozene u unutrašnjoj torbici bez vlakana, zapečacenoj u ravnoj medicinskoj torbi. <ul style="list-style-type: none"><li>• 60 pari u kartonskoj kutiji sa sterilisanim indikatorom</li><li>• 360 pari u transportnoj kutiji</li></ul> 2. proizvodi u rasutom stanju, nesterilni: 500 levih i 500 desnih rukavica bez para. Po 500 rukavica u plasticnoj vreći u transportnom kartonu	
<b>BROJEVI ARTIKLA</b>	Velicina 6,0 826054600 Velicina 6,5 826054620 Velicina 7,0 826054700 Velicina 7,5 826054720	Velicina 8,0 826054800 Velicina 8,5 826054820 Velicina 9,0 826054900
<b>OZNAKA</b>	EN 1041 i EN 980	

## KONTAKTIRAJTE NAS!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed  
1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com