

Sempermed- leikkauskäsineiden uusi sukupolvi

sempermed® GREEN M

Sempermed Green M –luonnonkumikäsineen uniikki vihreä väri vähentää valoheijasteita ja pienentää silmiin kohdistuvaa räsitusta.

Tarkoin harkitun lujuus/vahvuus–suhteen ansiosta Sempermed Green M –käsineen tuntoherkkyys on erinomainen. Green M luo hyvät olosuhteet erityistä tarkkuutta vaativiin toimenpiteisiin.

Mikrokarhennettu pinta tuo lisää tuntoherkkyttä sormenpäihin ja helpottaa instrumenttien käsittelyä myös märissä olosuhteissa. Green M sopii erityisen hyvin silmä–, sydän–, ja verisuonikirurgiaan sekä moniin muihin hankaliin toimenpiteisiin.

Kaksoispukeminen

Synteettisen sisäpinnoitteen ansiosta Sempermed Green M on helppo pukea myös kosteisiin käsiin. Erityisen vaativissa tilanteissa tai riskipotilaita käsiteltäessä kaksoiskäsineet suojaavat parhaiten. Suositus: jos käytät kahta eri kokoa, pue ensin isommat käsineet tai käytä samankokoisia käsineitä.




Käsien desinfiointiohje



1



2



3



4



5



6

Tuotekuvaus	sempermed® GREEN M		
Tyyppi	Steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite		
Materiaali	Luonnonkumi (NR)		
Väri	Vihreä		
Käsineen muoto	Täysin anatomisesti muotoiltu, varressa rullareuna		
Tuotenumero	SEM82375607	6	280 mm
Pituus/koko	SEM82375627	6 ½	280 mm
EN 455-2 -standardin mukaisesti	SEM82375707	7	280 mm
	SEM82375727	7 ½	280 mm
	SEM82375807	8	285 mm
	SEM82375827	8 ½	285 mm
	SEM82375907	9	285 mm
Vahvuus mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	0,19 – 0,23 mm		
Läpäisemättömyys EN 455-1 -standardin mukaisesti	AQL 1.0		
Mekaaninen lujuus EN 455-2 -standardin mukaisesti	≥ 12 N		
Käyttöikä alkuperäis-pakkauksessa, jos säilytys DIN 7716- ja ISO 2230 -standardien mukaisesti	Vähintään 3 vuotta		
Sterilointi	Gammasäteilytys vähintään 2,5 Mrad (25 kGy)		
Pakkaus	Vasen ja oikea käsine varret käännettyinä kuiduttomassa sisäpussissa, joka on otsoni tiiviissä pakkauksessa.		
	Osastorasiassa 50 paria Kuljetuskartongissa 200 paria		
Pakkausmerkinnät	EN 1041 + EN 980		

Tamro MedLab Oy
 PL 11, Rajatorpantie 41 B, 01641 Vantaa
 Asiakaspalvelu
 puh. 020 445 3803
 faksi 020 445 4939
 medlab.asiakaspalvelu@tamro.com
 www.tamromedlab.com