

ON OLEMASSA ASIOITA,
JOTKA VAIN OVAT PAREMPIA.
SEMPERCARE PREMIUM.



sempercare[®]  **premium**

EXAMINATION GLOVES BY SEMPERMED

LISÄMUKAVUUTTA – MADE BY SEMPERMED.

Vain parhaat työkalut ovat kyllin hyviä ammatilliseen huippusuoritukseesi. Tämä periaate pätee myös tutkimuskäsineisiimme. Sempercare Premium täyttää korkeimmat odotukset ja tuo alalle uuden mittapuun.

- Sempercare Premiumia varten kehitettiin täysin uusi erikoisleveä, pidempisorminen posliinimuotti. Sormien pituuden optimointi parantaa huomattavasti tämän puuterittoman luonnonkumikäsineen käyttömukavuutta.
- Sempercare Premiumissa on erittäin sileä pinta. Sormenpäiden karhennus varmistaa hyvän pidon mikä on erittäin tärkeää instrumenttien turvalliselle käsittelylle.
- Erityisen Sempermed-teknologian mahdollistama synteettinen sisäpinnoite tekee pukemisen nopeaksi ja helpoksi.
- Kaikkien Sempermedin tuotteiden tavoin myös Sempercare Premium on erittäin ihoystävällinen.



TUOTETIEDOT

sempercare® **premium**

| | |
|---|--|
| TYYPPI | steriloimaton, puuteriton tutkimuskäsine |
| MATERIAALI | luonnonkumi (NR) |
| VÄRI | luonnonvalkoinen |
| KÄSINEEN MUOTO | litteä, varressa rullareuna |
| KÄSINEEN PITUUS/KOKO EN 455-2 mukaisesti | XS, S, M, L, XL 240 mm |
| PAKSUUS kämmenen alueella kaksinkertaisena mitattuna | min. 0,16 mm |
| LÄPÄISEMÄTTÖMYYS / MEKAANINEN LUJUUS EN 455-1/EN 455-2 mukaisesti | AQL 1,5 / $\geq 9N$ |
| KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716:n, ISO 2230 mukaisesti | 3 vuotta |
| PAKKAUS | XS, S, M ja L 100 kpl osastorasiassa XL 90 kpl osastorasiassa XS, S, M ja L 1000 kpl kuljetuskartongissa XL 900 kpl kuljetuskartongissa |
| TUOTENUMEROT | SEM823781041P/XS SEM823781043P/S SEM823781045P/M SEM823781047P/L SEM823781049P/XL |
| PAKKAUSMERKINNÄT | EN 1041, EN 980 ja ISO 15223 |
| KÄYTTÖTARKOITUS MDD 93/42/ETY -direktiivin mukaisesti PSA 89/686/ETY -direktiivin mukaisesti | luokan 1 lääketieteellinen laite kertakäyttöinen suojakäsine minimaalisia riskejä vastaan |

YHTEYSTIEDOT!

OneMed Oy · PL 10 (Metsäläntie 20) · 00320 Helsinki
asiakaspalvelu@onemed.com · Puh. 046 714 6800 · Faksi 020 602 9400
www.onemed.fi · ISO 9001 -sertifioitu organisaatio

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
Austria · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · www.sempermed.com