

## Leikkauskäsine erityisen tarkkoihin toimenpiteisiin



sempermed® S senso

Semperit esittelee tuoreimman tuotteen: SEMPERMED SENSO -leikkauskäsineen. Tämä ekstraohut, puuteriton luonnonkumikäsine mahdollistaa tarkkaa motoriikkaa vaativat toimenpiteet ja siinä on erinomainen tuntoherkkyys. Senso on kauttaaltaan samanvahvuinen ja tuntuu "toiselta" iholta.

### Tuoteominaisuudet

- Materiaali: puuteriton luonnonkumi
- Kauttaaltaan samanvahvuinen (n. 0,19 mm): mahdollistaa tarkan motoriikan ja erinomaisen tuntoherkkyyden
- Mikrokarkea pinta: varma ote vaikeissakin tilanteissa
- Täysanatominen muoto: kaartuvat sormet, vastaa käden luonnollista ja levollista asentoa
- Patentoitu sisäpinnoite: helppo pukea, tuntuu iholla miellyttävän samettiselta
- AQL 1
- Kokovalikoima: 6 – 9

### Foliopakkaus

- Erinomainen avattavuus
- Ei saumojen repeilyä avattaessa
- Helppo avata kulmista
- Hygieeninen – ei paperipartikkeleita
- Suojaa parhaiten kosteudelta
- Selkeä etiketöinti
- Ympäristöystävällinen, ei sisällä PVC:tä



## Käsien desinfiointiohje



Tuotekuvaus	<b>sempermed® senso</b>		
Tyyppi	Steriili, puuteriton leikkauskäsine, jossa synteettinen sisäpinnoite		
Materiaali	Luonnonkumi (NR)		
Väri	Luonnonvalkoinen		
Käsineen muoto	Täysin anatomisesti muotoiltu, varressa rullareuna		
Tuotenumero	SEM821751601	6	260 mm
Pituus/koko	SEM821751621	6 ½	260 mm
EN 455-2 -standardin mukaisesti	SEM821751701	7	270 mm
	SEM821751721	7 ½	270 mm
	SEM821751801	8	270 mm
	SEM821751821	8 ½	280 mm
	SEM821751901	9	280 mm
Vahvuus mitattuna kämmenen alueella yksinkertaisena	0,19 ± 0,03 mm		
Läpäisemättömyys EN 455-1 -standardin mukaisesti	AQL 1,0		
Mekaaninen lujuus EN 455-2 -standardin mukaisesti	≥ 12 N		
Käyttöikä alkuperäis-pakkauksessa, jos säilytys DIN 7716- ja ISO 2230 -standardien mukaisesti	Vähintään 3 vuotta		
Sterilointi	Gamma säteilytys vähintään 2,5 Mrad (25 kGy)		
Pakkaus	Vasen ja oikea käsine varret käännettyinä kuiduttomassa sisäpussissa, joka on otsonitiiviissä pakkauksessa.		
	Osastorasiassa, jossa on sterilointi-indikaattori: 50 paria Kuljetuslaatikossa, jossa on sterilointi-indikaattori: 300 paria		
Pakkausmerkinnät	EN 1041 + EN 980		

Tamro MedLab Oy  
 PL 11, Rajatorpantie 41 B, 01641 Vantaa  
 Asiakaspalvelu  
 puh. 020 445 3803  
 faksi 020 445 4939  
 medlab.asiakaspalvelu@tamro.com  
 www.tamromedlab.com