

EI SISÄLLÄ
LUONNON-
KUMIA

SEMPERMED SYNTEGRA GREEN
TÄYDELLINEN RATKAISU
SUOJAKSESI.



sempermed®  syntegra green
latex free

OPTIMITURVAA.

Korkealaatuinen aluskäsine tuo lisäturvaa leikkaukseen. Vihreä väri helpottaa päällyskäsineen repeytymisen havaitsemista. Sempemed Syntegra Green/Sempemed Syntegra IR -yhdistelmä on turvallinen, mukava ja ihoystävällinen ratkaisu.

- Kahden puuterittoman Sempemed Syntegra -leikkauskäsineen yhdistelmä ei sisällä luonnonkumia, eikä siis myöskään allergisoivia proteiineja. Se tarjoaa maksimaalista turvaa sekä potilaalle, että käyttäjälle.
- Sempemed Syntegra -käsineet on kehitetty leikkaussalien erityisvaatimuksiin. Täysanatominen muoto leveine kämmenselkineen ja taipuneine sormineen mahdollistaa luonnollisen toiminta-asennon ja vähentää käsien väsymistä.
- Käsinemateriaali synteettinen polyisopreeni on rakenteeltaan luonnonkumin kaltainen. Syntegra Green on yhtä joustava, tuntoherkkä ja puhkaisuluja kuin luonnonkumikäsine.
- Uusi Sempemed Syntegra on ihanteellinen aluskäsine kaksoispukemiseen. Tässä infektioiden tehokkaampaan torjuntaan tarkoitettussa pukemistekniikassa puetaan päällekkäin kaksi käsineparia ja ulkokäsineiden helposti huomaamattomiksi jäävät repeymät havaitaan nopeasti. Kun neste pääsee käsineiden väliin niin aluskäsineen vihreä väri muodostaa selkeästi havaittavan tahran ja päällyskäsine voidaan vaihtaa välittömästi.
- Erikoissisäpinnoitteen ansiosta käsineet on helppo pukea ja vaihtaa leikkauksen aikana.

TEKNISET TIEDOT



sempermed®  syntegra green
latex free

TYYPPI	steriili leikkauskäsine, puuteriton, synteettinen sisäpinnoite					
MATERIAALI	synteettinen polyisopreeni 					
VÄRI	vihreä					
KÄSINEEN MUOTO	täysin anatomisesti muotoiltu, varressa rullareuna					
KÄSINEEN PITUUS/KOKO EN 455-2 mukaisesti	5 ½	min. 275 mm				
	6, 6 ½ ja 7	min. 280 mm				
	7 ½, 8, 8 ½ ja 9	min. 290 mm				
PAKSUUS kämmenen alueella	min. 0,15 mm					
LÄPÄISEMÄTTÖMYYS/MEKAANINEN LUJUUS EN 455-1/EN 455-2 mukaisesti	AQL 1,0 / ≥ 9N					
KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716:n, ISO 2230 mukaisesti	3 vuotta					
STERILOINTI	gammaäteilytys vähintään 2,5 megaradia (25 kGy)					
PAKKAUS	vasen ja oikea käsine käännettyinä kuiduttomassa sisätaskussa, otsonitiivis, peel-open-pakkaus osatorasiassa jossa sterilointi-indikaattori: 40 paria kuljetuskartongissa jossa sterilointi-indikaattori: 240 paria					
TUOTENUMEROT	Koko 5 ½	827053521	Koko 7	827053701	Koko 8 ½	827053821
	Koko 6	827053601	Koko 7 ½	827053721	Koko 9	827053901
	Koko 6 ½	827053621	Koko 8	827053801		
PAKKAUSMERKINNÄT	EN 1041, EN 980 ja ISO 15223					

YHTEYSTIEDOT!

OneMed Oy · PL 10 (Metsäläntie 20) · 00320 Helsinki
asiakaspalvelu@onemed.com · Puh. 046 714 6800 · Faksi 020 602 9400
www.onemed.fi · ISO 9001 -sertifioitu organisaatio

Semperit Technische Produkte GmbH
Division Sempemed · Austria · 1031 Vienna
Modcenterstraße 22 · www.sempermed.com