



Korkeampi puhkaisulujuus ja parempi kemikaalienkestävyys

Erinomainen istuvuus ja tuntoherkkyys

Tyypin I allergioista kärsiville

Miellyttävä käyttää

Sininen väri - erottuu hyvin luonnokkumukäsitelystä.

**sempercare<sup>®</sup>**  **nitrile**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

SEMPERCARE NITRILE

# SYNTEETTINEN VAIHTOEHTO LUONNONKUMILLE

Sempercare Nitrile – uuden sukupolven luonnonkumiton ratkaisu – nitriliin luotettava turvallisuus yhdistettynä luonnonkumimaisiin käyttöominaisuuksiin.

- Entistäkin pehmeämpi ja joustavampi Sempercare Nitrile **istuu hyvin** ja takaa **erinomaisen tuntoherkkyyden**.
- Pehmeä materiaali lisää **käyttömukavuutta** ja takaa miellyttävän ja turvallisen työskentelyn pitkissäkin toimenpiteissä.
- Käsine on puuteriton eikä sisällä luonnonkumiproteiineja. Se sopii erinomaisesti henkilöille, jotka kärsivät **tyypin I allergioista**, mutta haluavat käyttää luonnonkumimaisen joustavia materiaaleja.
- Tuotantoprosessissa käsineet pestään moneen kertaan, mikä tekee **ne erittäin ihoystävällisiksi**.
- Sormenpäiden teksturoitu pinta takaa erinomaisen pidon myös kosteissa olosuhteissa.
- Nitriliin korkeampi **puhkaisulujuus** ja parempi **kemikaalikestävyys** samanpaksuiseen luonnonkumiin verrattuna antaa käyttäjälle luotettavan suojan ja maksimaalisen käyttömukavuuden.
- Sininen väri – **erottuu hyvin**.

## TUOT EKUVAUS

**sempercare®**  **nitrile**



<b>TYYPPI</b>	puuteriton tutkimuskäsine
<b>MATERIAALI</b>	akryliniitriilibutadienikumi (NBR)
<b>VÄRI</b>	sininen
<b>KÄSINEEN MUOTO</b>	litteä, varressa rullareuna
<b>KÄSINEEN PITUUS/KOKO</b> EN 455-2 mukaisesti	S, M, L, XL 240 mm
<b>PAKSUUS</b> kämmenen alueella kaksinkertaisena mitattuna	min. 0,16 mm
<b>LÄPÄISEMÄTTÖMYYS / MEKAANINEN LUJUUS</b> EN 455-1 mukaisesti / EN 455-2 mukaisesti	AQL 1,5 / 9 N
<b>KÄYTTÖKELPOISUUSAIKA</b> alkuperäispakkauksessa, jos säilytys DIN 7716- ja ISO 2230 standardien mukaisesti	3 vuotta
<b>PAKKAUS</b>	1. steriloimattomana: 100 irtokäsintä (S, M, L) osastorasiassa (XL: 90 kpl) 2. steriloituna: 40 parin osastorasia, käsineet varret käännettyinä kuiduttomassa sisäpussissa, joka on pakattu tiiviiseen ulkopussiin.
<b>PAKKAUSMERKINNÄT</b>	EN 1041 + EN 980, ISO 15223

### YHTEYSTIEDOT

OneMed Oy  
PL 11 · Rajatorpantie 41 B · 01641 Vantaa  
Asiakaspalvelu puh. 020 445 3803 · faksi 020 445 4939

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed · 1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · www.sempermed.com