



sempermed® S CLASSIC

Najboljši izdelek po ugodni ceni

Zaščita po ugodni ceni

Poseben postopek namakanja, ki smo ga razvili, zagotavlja optimalno tesnjenje. Kakovostno kirurško rokavico vam lahko zaradi učinkovitega postopka izdelave ponudimo po zelo ugodni ceni.

Zagotovljena kakovost

Postopek izdelave ustreza vsem mednarodnim kakovostnim normam in zagotavlja predpisano vrednost AQL 1,5.

Nedrsljivost in prijeten občutek

Dobra otipljivost, vodenje in varen oprijem so na področju kirurgije posebnega pomena. Rokavice imajo mikrohrapavo, nedrsljivo površino, ki omogoča boljši oprijem.

Nega kože

Rokavice so rahlo napudrane s koruznim škrobom in se zaradi tega še posebej zlahka nataknejo. Zaradi večkratnega pranja (luženja) so rokavice iz naravnega lateksa zelo mehke in udobne.



Tip	sterilna kirurška rokavica, rahlo pudrana	
Material	naravni lateks (NR)	
Smukeyc	čisti koruzni škrob	
Barva	bela	
Oblika rokavic	anatomsko oblikovane z zvitim robom	
Dolžina/velikost	6 in 6 1/2	270 mm
	7 in 7 1/2	280 mm
	8, 8 1/2 in 9	285 mm
Debelina na dlani	0,19 - 0,24 mm	
Tesnjenje po EN 455-1	AQL 1,5	
Odpornost proti utrgu po EN 455-2	≥ 12 N	
Rok skladiščenja V originalni embalaži pri skladiščenju po DIN 7716, ISO 2230	najmanj 5 let	
Sterilizacija	sevanje z gama žarki z najmanj 2,5 mrad (25 kGy)	
Embalaža	<p>1. sterilno: leva in desna rokavica v zavitku nevlaknate notranje vreče, zapečateni v medicinski ploski embalaži.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 parov v kartonu z odprtino za odvzem z indikatorjem za sterilnost • 300 parov v transportnem kartonu <p>2. nesterilna: leva in desna rokavica v zavitku nevlaknate notranje vreče, pripravljeni za sterilizacijo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 parov v kartonu z odprtino za odvzem • 500 parov v transportnem kartonu <p>3. nesterilna, nepakirana: 500 levih in 500 desnih rokavic, nepakiranih. Po 500 rokavic v PE-vreči, zapakiranih v transportnem kartonu.</p>	
Oznaka	EN 1041 + EN 980	

Proizvodnja z upoštevanjem sistema upravljanja kakovosti po ISO 9001, EN 46001 in EN 556 za sterilne proizvode ter z upoštevanjem smernic GMP.

Žig zastopnika/etiketa

Ko si nataknete rokavice, odstranite puder. Obrišite rokavice s sterilno, mokro gobo ali brisačo.

