

**SIN  
POLVO**

# PARA MANOS SENSIBLES

**El modelo Sempermed Derma PF ofrece buenos motivos para cambiar a guantes libres de polvo.**

## **GRAN NIVEL DE TOLERANCIA PARA LA PIEL**

Este guante sin polvo ofrece más seguridad al personal, a los pacientes y a los visitantes ya que no lleva polvo que pueda representar un riesgo dermatológico, alérgico o tóxico para la salud.

## **FÁCIL DE CALZAR**

El guante puede calzarse con facilidad gracias a su capa interior de material sintético y a su estructura reticular patentada.

## **AGARRE SEGURO**

El Sempermed Derma PF se destaca por tener un agarre mejorado combinando así la seguridad con una buena sensibilidad táctil y con una conducción perfecta del instrumental.

## **LA SOLUCION ECONOMICA**

El Derma PF es un guante de altas prestaciones evitando los problemas de tolerancia que pueda causar el polvo, sustituido en este guante por una capa interior sintética. Y todo esto a un precio competitivo.



**sempermed®**  **DERMA PF**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## sempermed® DERMA PF

<b>TIPO</b>	Guante quirúrgico estéril, sin polvo, con capa interior de material sintético			
<b>MATERIAL</b>	Látex natural (NR)			
<b>COLOR</b>	Blanco			
<b>MOLDE</b>	Completamente anatómico con reborde en puño			
<b>LONGITUD TOTAL/TALLA</b> según EN 455-2	5 ½, 6 y 6 ½	265 mm	7, 7 ½ y 8	275 mm
	8 ½ y 9	280 mm		
<b>ESPESOR DE PARED</b> en la palma de la mano	0,16 - 0,24 mm			
<b>IMPERMEABILIDAD</b> según EN 455-1	AQL 1,5			
<b>RESISTENCIA A LA ROTURA</b> as per EN 455-2	≥ 12 N			
<b>CADUCIDAD</b> En envase original y almacenaje según DIN 7716, ISO 2230	mínimo 3 años			
<b>ESTERILIZACIÓN</b>	Irradiación gamma con al menos 2,5 Mrad (25 kGy)			
<b>ENVASE</b>	Guante izquierdo y derecho remangado, en bolsa interior libre de fibras, impermeable al ozono, sellado en sobre médico.  Caja dispensadora con indicador de esterilización: 50 pares Caja transporte con indicador de esterilización: 300 pares			
<b>CÓDIGOS</b>	Talla 5,5	822751522	Talla 7,5	822751722
	Talla 6,0	822751602	Talla 8,0	822751802
	Talla 6,5	822751622	Talla 8,5	822751822
	Talla 7,0	822751702	Talla 9,0	822751902
<b>MARCADO</b>	Según EN 1041, EN 980, ISO 15223			

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed

1031 Viena · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630

e-mail: [sempermed@semperit.at](mailto:sempermed@semperit.at) · [www.sempermed.com](http://www.sempermed.com)

