



EL GUANTE INTERNO IDEAL.
SEMPERMED GREEN M.

sempermed[®]  **GREEN M**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

EL GUANTE INTERNO IDEAL.

El color verde permite identificar una perforación fácilmente durante la intervención.. En combinación con los guantes Sempermed Supreme o Supreme+, los guantes quirúrgicos Sempermed ofrecen una solución ideal en cuanto a seguridad y confort.

- El molde del guante quirúrgico Sempermed corresponde exactamente a la posición de la mano en reposo con los dedos curvados, garantizando un **máximo confort** y satisfaciendo las exigencias del profesional durante un **uso prolongado**.
- El guante Sempermed GREEN M tiene una **capa interior de material sintético**. De esta forma, se facilita enormemente tanto el **calzado**, como el **cambio interoperativo del guante**.
- Sempermed GREEN M es el guante interno ideal para intervenciones que requieren un **calzado doble**. Se trata, en este caso, de una práctica cada vez más habitual, que pretende optimizar la protección frente a una infección mediante el

calzado de 2 pares de guantes, de forma que se detectan rápidamente aquellas perforaciones, que han pasado inadvertidas en el guante externo. Al penetrar líquido entre los guantes, se forma una mancha fácilmente identificable, que indica que debemos cambiar el guante externo inmediatamente. **Además, el color verde del guante interno refuerza la coloración del guante causada por la humedad.**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

sempermed® GREEN M

TIPO	Guante quirúrgico estéril de un solo uso, libre de polvo, con capa interior de material sintético		
MATERIAL	Látex natural (NR)		
COLOR	Verde		
MOLDE	Totalmente anatómico con reborde en puño		
LONGITUD TOTAL/TALLA según EN 455-2	5 ½	275 mm	
	6, 6 ½, y 7	280 mm	
	7 ½, 8, 8 ½ y 9	290 mm	
ESPESOR DE PARED medido en la palma de la mano	mín. 0,20 mm		
IMPERMEABILIDAD/RESISTENCIA A LA ROTURA según EN 455-1/según EN 455-2	AQL 1,0 / ≥ 12 N		
CADUCIDAD En envase original y almacenaje según DIN 7716, ISO 2230	3 años		
ENVASE	Guante izquierdo y derecho remangado, en bolsa interior libre de fibras, impermeable al ozono, sellado en sobre médico largo Caja dispensadora con indicador de esterilización: 40 pares Caja transporte con indicador de esterilización: 240 pares		
CÓDIGOS	Talla 5,5	823756521	Talla 7,5 823756721
	Talla 6,0	823756601	Talla 8,0 823756801
	Talla 6,5	823756621	Talla 8,5 823756821
	Talla 7,0	823756701	Talla 9,0 823756901
MARCADO	EN 1041, EN 980 y ISO 15223		

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. · División Sempermed
Austria · 1031 Viena · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com