

# NITRILE SKIN<sup>2</sup>

## DESCUBRA SU SEGUNDA PIEL

**PROTECCIÓN CONTRA INFECCIONES:** para el usuario y los pacientes gracias a su resistencia a la penetración de virus

**EXCELENTE SENSIBILIDAD TÁCTIL:** gracias a su espesor optimizado

**GRAN CONFORT DE USO:** gracias a la suavidad de su innovador material

Protección contra infecciones  
Excelente sensibilidad táctil

Gran confort de uso  
Sin látex natural

**sempercare<sup>®</sup>**  **nitrile skin<sup>2</sup>**

EXAMINATION GLOVES BY SEMPERMED

# AGARRE SEGURO PARA SUS NECESIDADES

Junto a la protección, el confort de uso y la tolerancia de la piel, la buena sensibilidad táctil es el criterio esencial de evaluación al elegir los guantes correctos para exámenes médicos. El nuevo modelo Sempercure Nitrile skin<sup>2</sup> combina dichas propiedades en un singular guante extraordinariamente ligero.

El blando material desarrollado en nuestro centro europeo de investigación ofrece una sensibilidad táctil en grado máximo gracias a su espesor optimizado y un gran confort con una protección máxima contra infecciones.

## ¡Descubra su segunda piel!

- **Protege** al usuario y a los pacientes contra la transmisión de infecciones. Además de cumplir con las exigencias de la norma europea relativa a la impermeabilidad, los guantes cumplen también con los requisitos del estándar ASTM F 1671 relativos a la resistencia a la penetración de virus.
- El Sempercure Nitrile Skin<sup>2</sup> da una sensación extraordinariamente **blanda** y **ligera** gracias al **material de nuevo desarrollo**.
- El material elástico ofrece el más alto confort de uso y una **sensibilidad táctil** máxima.
- La superficie texturada en las yemas de los dedos garantiza siempre un **agarre seguro** incluso en un entorno húmedo.
- El guante no lleva polvo y **carece de proteínas de látex natural**. Con ello es idóneo para personas con alergias de tipo I que no quieran prescindir del confort del látex.
- El acreditado **procedimiento de lavado de Sempercure** durante la producción del guante asegura que también el modelo Sempercure Nitrile Skin<sup>2</sup> tenga una tolerancia máxima de la piel tanto para pacientes como para usuarios.
- El color **azul lavanda** facilita la diferenciación de los guantes de látex natural y simplifica su reconocimiento.

## DETALLES TÉCNICOS



**sempercure**®  **nitrile skin<sup>2</sup>**

<b>TIPO</b>	Guante para exámenes médicos no estéril, sin polvo, para un solo uso
<b>MATERIAL</b>	Caucho de nitrilo-butadieno (NBR)
<b>COLOR</b>	Azul lavanda
<b>MOLDE</b>	Plano con reborde en puño
<b>LONGITUD TOTAL/TALLA</b> Según norma EN 455-2	XS, S, M, L, XL 240 mm
<b>ESPESOR DE PARED</b> medición doble en la palma de la mano	min. 0,10 mm
<b>IMPERMEABILIDAD / RESISTENCIA A LA ROTURA</b> según norma EN 455-1 / según norma EN 455-2	AQL 1,5 / $\geq 6,0$ N
<b>CADUCIDAD</b> En envase original y almacenaje según normas DIN 7716, ISO 2230	3 años
<b>ENVASE</b>	Caja dispensadora XS, S, M, L 200 unidades sueltas, XL 180 unidades sueltas 10 cajas dispensadoras por caja de envío
<b>MARCADO</b>	EN 1041, EN 980, EN 420 e ISO 15223
<b>FINALIDAD DE USO</b> En conformidad con la directiva MDD 93/42 CEE En conformidad con la directiva EPI 89/686 CEE	Producto sanitario de clase I Guantes de protección desechables contra riesgos mínimos

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

**IZASA S.A. Tecnología y Servicio**  
División especialidades clínicas · Grupo Hospital  
Calle Aragón, 90  
E-08015 Barcelona  
DAC (Departamento de Atención al Cliente): Tel. 902-20-30-75

**Semperit Technische Produkte GmbH**  
Division Sempermed  
Modcenterstraße 22  
Austria · 1031 Viena  
www.sempermed.com