



LIBRE  
DE  
LÁTEX

SEMPERMED SYNTEGRA GREEN  
LA PERFECTA COMBINACIÓN  
PARA SU PROTECCIÓN.



sempermed®  syntegra green  
latex free

# PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA.

El guante interno perfecto da luz verde a la seguridad durante las intervenciones quirúrgicas. El color verde facilita la detección de perforaciones en el guante. Por este motivo, Sempermed Syntegra Green es, en combinación con el modelo Syntegra IR, la solución ideal en cuanto a seguridad, confort y compatibilidad con la piel.

- La combinación de ambos guantes quirúrgicos Sempermed Syntegra, **sin polvo, ni látex natural**, y por tanto libres de **proteínas alergénicas**, ofrece a usuarios y pacientes una máxima seguridad.
- Los guantes Sempermed Syntegra están especialmente desarrollados para cumplir con las exigencias en el entorno quirúrgico. Su forma perfectamente anatómica, con un dorso de la mano más ancho y cómodo, y **una posición curvada y natural de los dedos**, permite mantener una postura relajada, contribuyendo a facilitar un **uso prolongado en quirófano**.
- El material sintético de los guantes, poli-isopreno, imita las **características estructurales del látex natural (NR)**, de forma que es exactamente igual de elástico, flexible y resistente, manteniendo además el mismo tacto.
- El nuevo Sempermed Syntegra Green es el **guante interno ideal para un calzado doble**. Se trata, en este caso, de una práctica cada vez más habitual, que pretende optimizar la protección frente a una infección mediante el calzado de 2 pares de guantes, de forma que se detecten rápidamente aquellas perforaciones, que han pasado inadvertidas en el guante externo. Al penetrar líquido entre los guantes, se forma una mancha fácilmente identificable, que indica que hay que cambiar el guante externo inmediatamente. Además, el color verde del guante interno refuerza la coloración del guante causada por la humedad.
- Su especial capa interior facilita el **calzado** y el cambio de guantes durante la intervención.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



sempermed®  syntegra green  
latex free

<b>TIPO</b>	Guante quirúrgico estéril de un solo uso, libre de polvo, con capa interior de material sintético					
<b>MATERIAL</b>	Poli-isopreno sintético 					
<b>COLOR</b>	Verde					
<b>MOLDE</b>	Totalmente anatómico con reborde en puño					
<b>LONGITUD TOTAL/TALLA</b> según EN 455-2	5 ½	mín. 275 mm				
	6, 6 ½ y 7	mín. 280 mm				
	7 ½, 8, 8 ½ y 9	mín. 290 mm				
<b>ESPESOR DE PARED</b> medido en la palma de la mano	mín. 0,15 mm					
<b>IMPERMEABILIDAD/RESISTENCIA A LA ROTURA</b> según EN 455-1/según EN 455-2	AQL 1,0 / ≥ 9N					
<b>CADUCIDAD</b> En envase original y almacenaje según DIN 7716, ISO 2230	3 años					
<b>ESTERILIZACIÓN</b>	Irradiación con rayos Gamma con 2,5 Mrad mín. (25 kGy)					
<b>ENVASE</b>	Guante izquierdo y derecho remangado, en bolsa interior libre de fibras, impermeable al ozono, sellado en sobre médico largo Caja dispensadora con indicador de esterilización: 40 pares Caja transporte con indicador de esterilización: 240 pares					
<b>CÓDIGOS</b>	Talla 5 ½	827053521	Talla 7	827053701	Talla 8 ½	827053821
	Talla 6	827053601	Talla 7 ½	827053721	Talla 9	827053901
	Talla 6 ½	827053621	Talla 8	827053801		
<b>MARCADO</b>	EN 1041, EN 980 y ISO 15223					

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

Semperit Technische Produkte GmbH · División Sempermed  
Austria · 1031 Viena · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com