

UN NUEVO
TACTO Y
AGARRE EN
TU MUNDO

DOMINIO DE LA SITUACIÓN CON UN TACTO Y AGARRE SEGUROS

El nuevo Sempermed Supreme+ le ofrece mejor agarre en cualquier situación y simultáneamente combina una seguridad máxima con una sensibilidad táctil ideal que proporciona una conducción perfecta del instrumental

ABSOLUTAMENTE TOLERABLE CON LA PIEL DE SUS MANOS

El proceso automático de tratamiento posterior desarrollado incluye el lavado intenso y múltiple de los guantes. Con ello se reduce a la cantidad mínima técnicamente posible tanto el contenido de sustancias irritantes de la piel procedentes de la producción como el contenido de proteínas del látex natural.

EL SISTEMA DE REVESTIMIENTO INTERNO

La capa interior tiene una estructura reticular especial que optimiza la superficie de contacto entre la capa interior y la piel reduciéndose considerablemente la resistencia de fricción al calzarse el guante. Resultado: ¡El nuevo Sempermed Supreme+ se calza y descalza con facilidad!

CALZADO DOBLE GUANTE

Para su seguridad y para calzar el guante con más facilidad, utilice Sempermed Supreme como guante interior y Sempermed Supreme+ como guante exterior. Recomendación: si utiliza tallas diferentes, cácese primero el par más grande o utilice guantes de la misma talla.



sempermed®  **supreme+**

DESIGNED AROUND YOUR HANDS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



sempermed® supreme+

TIPO	Guante quirúrgico estéril, sin polvo, con capa interior de material sintético			
MATERIAL	Látex natural (NR)			
COLOR	Blanco			
MOLDE	Completamente anatómico con reborde en puño			
LONGITUD TOTAL /TALLA según EN 455-2	5 ½, 6 y 6 ½	270 mm	7, 7 ½ y 8	280 mm
	8 ½ y 9	285 mm		
ESPESOR DE PARED en la palma de la mano	0,19 - 0,24 mm			
IMPERMEABILIDAD según EN 455-1	AQL 1,0			
RESISTENCIA A LA ROTURA según EN 455-2	≥ 12 N			
CADUCIDAD En envase original y almacenaje según DIN 7716, ISO 2230	mínimo 3 años			
ESTERILIZACIÓN	Irradiación con rayos Gamma con 2,5 Mrad mín. (25 kGy)			
ENVASE	Guante izquierdo y derecho, la parte de la muñeca remangada, en bolsa interior libre de fibras, impermeable al ozono, sellado en sobre médico. Caja dispensadora con indicador de esterilización: 50 pares Caja transporte con indicador de esterilización: 300 pares			
CÓDIGOS	Talla 5,5	822851521	Talla 7,5	822851721
	Talla 6,0	822851601	Talla 8,0	822851801
	Talla 6,5	822851621	Talla 8,5	822851821
	Talla 7,0	822851701	Talla 9,0	822851901
MARCADO	Según EN 1041, EN 980, ISO 15223			

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

Distribuidor exclusivo para España :

IZASA, S. A. Tecnología y Servicio · División especialidades Clínicas · Grupo Hospital
C/ Aragón, 90 · Barcelona – 08015. (España) · Central, Delegación y Red comercial nacional a su disposición
DAC. (Departamento de Atención al Cliente) : T/. 902-20-30-75

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. · División Sempermed · 1031 Viena · www.sempermed.com

