

sempermed® 
syntegra green

SYNTEGRA GREEN EINE PERFEKTE VERBINDUNG ZU IHREM SCHUTZ

OPTIMIERTER INFEKTIONSSCHUTZ – leichtes Erkennen von Perforationen
NATURLATEXFREI – aus synthetischem Polyisopren
HOHER TRAGEKOMFORT – ermüdungsfreies Arbeiten



FÜR OPTIMALE SICHERHEIT

Der ideale Unterziehhandschuh gibt grünes Licht für mehr Sicherheit bei Operationen. Die grüne Farbe erleichtert die Erkennung einer Handschuh-Perforation. Der Sempermed Syntegra Green ist damit in Verbindung mit dem Syntegra IR die ideale Handschuhlösung in Bezug auf Sicherheit, Komfort und Hautfreundlichkeit.

- Die Kombination der beiden Sempermed Syntegra Operationshandschuhe, die **frei von Puder, Naturlatex** und damit von **allergenen Proteinen** sind, bietet Anwendern und Patienten maximale Sicherheit.
- Unsere Sempermed Syntegra Handschuhe sind speziell für die Anforderungen im OP entwickelt. Eine anatomisch perfekte Form mit breiteren und bequemeren Handrücken und einer **natürlich gekrümmter Fingerform** ermöglicht eine entspannte Handhaltung und dadurch **ermüdungsfreies Arbeiten**.
- Das synthetische Handschuhmaterial Polyisopren imitiert die strukturellen **Eigenschaften von Naturlatex (NR)**, sodass es genauso elastisch, geschmeidig und reißfest ist und das gleiche Tastgefühl bietet.
- Der neue Sempermed Syntegra Green ist der **ideale Unterziehhandschuh für doppelte Behandschuhung**. Bei dieser immer gebräuchlicheren Praxis zur Optimierung des Infektionsschutzes werden 2 Paar Handschuhe übereinander getragen, um oftmals unbemerkte Perforationen des Außenhandschuhs rasch erkennen zu können. Durch das Eindringen von Flüssigkeit zwischen die Handschuhe bildet sich ein deutlich sichtbarer Fleck und der äußere Handschuh kann sofort gewechselt werden. Die grüne Farbe des Innenhandschuhs verstärkt diese nässebedingte Verfärbung.
- Eine spezielle Innenbeschichtung ermöglicht ein leichtes **Anziehen** und inter-operativen Handschuhwechsel.



TECHNISCHE DATEN

sempermed® syntegra green

TYP	Steriler Operationshandschuh für den Einmalgebrauch, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung		
MATERIAL	Synthetisches Polyisopren 		
FARBE	Grün		
HANDSCHUHFORM	Vollanatomisch mit Rollrand		
GESAMTLÄNGE/GRÖSSE gemäß EN 455-2	5 ½	min. 275 mm	
	6, 6 ½ und 7	min. 280 mm	
	7 ½, 8, 8 ½ und 9	min. 290 mm	
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	min. 0,15 mm		
DICHTHEIT / REISSKRAFT gemäß EN 455-1 / gemäß EN 455-2	AQL 1,0 / ≥9N		
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre		
STERILISATION	Gammabestahlung mit mind. 2,5 Mrad (25 kGy)		
VERPACKUNG	Linker und rechter Handschuh gestulpt, in faserfreier Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 40 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 240 Paar		
ARTIKELNUMMERN	Größe 5 ½ 827053521	Größe 7 827053701	Größe 8 ½ 827053821
	Größe 6 827053601	Größe 7 ½ 827053721	Größe 9 827053901
	Größe 6 ½ 827053621	Größe 8 827053801	
KENNZEICHNUNG	EN 1041, EN 980, ISO 15223		

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H. Division Sempermed
Österreich · 1030 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com