

SENSO FÜR BESONDERS SENSIBLE BEREICHE

IDEALES TASTGEFÜHL – extradünne Wandstärke
BRAUNE FARBE – erleichterte Adaption der Augen
SPEZIELLER GRIFF – optimale Instrumentenführung



FÜR BESONDERS SENSIBLE BEREICHE

■ LICHTABSORBIERENDE FARBE

Die einzigartige braune Farbe dieses puderfreien Handschuhs aus Naturlatex absorbiert das grelle Licht im Operationsfeld und erleichtert damit die Adaption der Augen bei sensiblen Einsätzen.

■ PERFEKTION STATT OBERFLÄCHLICHKEIT

Ein perfekter OP-Handschuh darf keinesfalls rutschig sein. Zugleich dürfen Instrumente auch nicht sprichwörtlich „an den Fingern kleben“. Der Sempermed Senso sorgt mit seiner mikrorauen Oberflächentextur für besondere Griffigkeit – auch in heiklen Situationen.

■ IDEALES TASTGEFÜHL

Der extradünne Sempermed Senso ermöglicht auch in hochsensiblen Bereichen präzise Feinmotorik sowie ideales Tastgefühl. Verantwortlich für maximale Sicherheit ist seine gleichmäßige Wandstärkenverteilung, die sich wie eine kaum spürbare zweite Haut anfühlt.

■ HÖCHSTER TRAGEKOMFORT

Speziell für die Anforderungen der Mikrochirurgie entwickelt, entspricht seine vollanatomische Form mit leicht gekrümmter Fingerhaltung der natürlichen Handhaltung – für ermüdungsfreies Arbeiten und ruhige, entspannte Instrumentenführung – auch bei langen Operationen.



TECHNISCHE DATEN

sempermed® senso

TYP	Steriler Operationshandschuh für den Einmalgebrauch, puderfrei		
MATERIAL	Naturlatex (NR)		
FARBE	Braun		
HANDSCHUHFORM	Vollanatomisch mit Rollrand		
GESAMTLÄNGE/GRÖSSE gemäß EN 455-2	5 ½ 6, 6 ½, 7, 7 ½, 8, 8 ½ und 9	min. 250 mm min. 280 mm	
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,14 - 0,18 mm		
DICHTHEIT / REISSKRAFT gemäß EN 455-1 / gemäß EN 455-2	AQL 1,0 / ≥12 N		
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre		
STERILISATION	Gammabestrahlung mit mind. 2,5 Mrad (25 kGy)		
VERPACKUNG	Linker und rechter Handschuh gestulpt, in faserfreier Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar		
ARTIKELNUMMER	Größe 5,5 821751521 Größe 6,0 821751601 Größe 6,5 821751621 Größe 7,0 821751701	Größe 7,5 821751721 Größe 8,0 821751801 Größe 8,5 821751821 Größe 9,0 821751901	
KENNZEICHNUNG	EN 1041, EN 980, ISO 15223		

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H. Division Sempermed
Österreich · 1030 Wien · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com