

semperguard®



100+ YEARS
- EST. 1920 -
sempermed®
YOUR GLOBAL GLOVE EXPERT™

SEMPERGUARD® GREEN REGLOVE YOURSELF





SCHÜTZT IHRE HÄNDE UND UNSEREN PLANETEN

Es ist an der Zeit, mit Sempermed den nächsten Schritt in die Zukunft zu machen. Nicht nur farblich grün – der neue **Semperguard® green** ist ein mintgrüner Nitrilhandschuh, der anspruchsvollen Hautschutz mit wegweisendem Umweltschutz verbindet. Gemeinsam mit dem Verzicht auf Beschleuniger und Chlor ermöglicht er nachhaltigen Handschutz.

“ IHRE VORTEILE

- ✓ **Hautfreundliche, reine Rezeptur:** ohne Chlor, ohne Naturkautschuk-latex-Proteine, ohne Vulkanisationsbeschleuniger hergestellt
- ✓ **Spart Wasser, Energie und CO₂-Emissionen** während der Fertigung
- ✓ **Einfaches Anziehen und Wechseln der Handschuhe** dank spezieller Innenbeschichtung
- ✓ **Texturierte Fingerspitzen für mehr Halt** bei nasser oder trockener Anwendung
- ✓ **Komfortables Handschuhmaterial** sorgt für Stabilität und Festigkeit, um auch bei längerer Einsatzdauer ein angenehmes Trageerlebnis sicher zu stellen
- ✓ **Frische ansprechende mintgrüne Farbe**
- ✓ **Erhältlich im praktischen 200er Big Pack:** Vereinfachte Lagerlogistik, reduzierte Wechselintervalle am Arbeitsplatz und weniger Verpackung



Der Semperguard® green entspricht der europäischen Verordnung 1935/2004 sowie den geltenden Bestimmungen und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.



Green means go

Dies gilt ab jetzt nicht nur für Ampeln, sondern auch für unsere grüne Handschuhinnovation. Der **Semperguard® green** verbindet anspruchsvollsten Hautschutz mit wegweisendem Umweltschutz. Durch das neuartige Produktionsverfahren ist der **Semperguard® green** ein hervorragendes Beispiel für eine nachhaltige Innovation die neben Ressourcen auch gleichzeitig die Hände seiner Anwender schont.

Der neue Semperguard® Green

Dank des neuartigen und innovativen Produktionsverfahrens, können Sie nun mit dem **Semperguard® green** ein gutes Gewissen haben. Wissend, dass Sie mit dieser hautfreundlichen Handschuhlösung aktiv zur Reduktion Ihres ökologischen Fußabdruckes beitragen. Zudem bietet der Handschuh die gewohnt bewährte Schutzbarriere gegen blutgebundene Krankheitserreger und Viren. Für die Entwicklung dieses Handschuhs haben wir den Herstellungsprozess vollkommen neu gestaltet, sodass während der Produktion Gas, Energie und CO₂-Emissionen eingespart werden. Im Vergleich zur konventionellen Handschuhproduktion ist das sogar eine ganze Menge:



Energieeinsparung:
-17% CO₂ Emissionen



Wassereinsparung:
-12% Wasserverbrauch

Darüber hinaus wird der latexfreie Handschuh ohne jegliche Vulkanisationsbeschleuniger hergestellt, wodurch das Risiko der verzögerten Typ-IV-Hypersensitivität – vorrangig ausgelöst durch Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern wie Thiuramen, Carbamaten und Thiazolen, und gemeinhin bekannt als Auslöser von Hautirritationen – verringert.



GUT FÜR DIE ERDE



GUT FÜR IHRE HÄNDE



GUT FÜR IHR GEWISSEN



Es ist also Zeit die Handschuhe zu wechseln. Reglove yourself. Leisten Sie Ihren Beitrag für eine grünere Zukunft. Möchten Sie mehr über **Semperguard® Green** erfahren? Besuchen Sie www.sempermed.com/semperguard-green

TECHNISCHE DATEN



TYP	Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh für den Einmalgebrauch
MATERIAL	Nitrile-Butadiene-Rubber (NBR), ohne Beschleuniger
FARBE	Mintgrün
HANDSCHUHFORM	Flach mit Rollrand (beidseitig verwendbar)
INNENSEITE	Polymer beschichtet
GRÖSSE/GESAMTLÄNGE gemäß EN 455-2	XS, S, M, L, XL median 240mm
WANDDICKE im Handflächen- bereich doppelt gemessen	min. 0,12 mm typ 0,14 mm
BARRIER PERFORMANCE Tightness as per EN 455-1	AQL 1.5
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	≥ 6 N
LAGERFÄHIGKEIT	3 Jahre in Originalverpackung bei Lagerung gemäß ISO 2230
KENNZEICHNUNG & KON- FORMITÄT ZU NORMEN	EN 455-1 /-2 /-3 /-4, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, ISO EN 374-5, ISO 15223-1
ZWECKBESTIMMUNG gemäß MP Verordnung (EU) 2017/745 gemäß PSA Verordnung (EU) 2016/425	Medizinprodukt Klasse I, Einmal-Schutzhand-schuh – PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)*
VERPACKUNG	200 Stk./Dispenser: XS, S, M, L 180 Stk./Dispenser: XL



KONTAKTIEREN SIE UNS!

Semperit Investments Asia Pte. Ltd.
8 Jurong Town Hall Road, #29-03/06 The JTC Summit,
Singapur 609434, Singapur
Tel.: +65 6274 4861 · Fax.: +65 6274 6977

Sempermed Europe GmbH
Am Belvedere 10,
A-1100 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630

sempermed@semperitgroup.com · www.sempermed.com

* Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (<https://www.sempermed.com/knowledge-area/chemical-resistance/chemical-resistance-sempermed-brands/>)
WICHTIGER HINWEIS: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com unter «Produkte».
Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-)Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Semperit haftet weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. © Copyright 2022 Sempermed