

sempermed[®]
supreme

SUPREME **QUALITÄT AUF GANZER LINIE**

EINFACH ANZUZIEHEN – dank synthetischer Innenbeschichtung
HAUTFREUNDLICH – durch das intensive Nachbehandlungsverfahren
ERMÜDUNGSFREI ARBEITEN – dank vollanatomischer Passform



QUALITÄT AUF GANZER LINIE

Sempermed® Supreme steht für Qualität und Zuverlässigkeit – nicht umsonst ist er einer der meist getragenen, puderfreien OP-Handschuhe Europas.

■ **EINFACH ANZUZIEHEN**

Die synthetische Innenbeschichtung bildet keine glatte Oberfläche, sondern hat eine spezielle netzartige Struktur, die beim Anziehen weniger Reibungswiderstand entstehen lässt und ein angenehm samtiges Gefühl vermittelt.

■ **HOHER TRAGEKOMFORT**

Die vollanatomische Form mit extrabreitem Handrücken und gekrümmten Fingern entspricht der natürlichen, entspannten Handhaltung und gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten. Der konische Schaft, angepasst an das Handgelenk, bildet mit seinem Rollrand einen sicheren Abschluss.

■ **IDEALES TASTGEFÜHL**

Aufgrund seiner Beständigkeit ist die Wanddicke so weit reduziert, dass Ihr Feingefühl bei größtmöglicher Sicherheit kein bisschen geschmälert wird. Er ist wie eine kaum spürbare zweite Haut.

■ **HAUTFREUNDLICH**

Das speziell entwickelte Nachbehandlungsverfahren besteht aus intensiven, mehrfachen Waschphasen. Der Naturlatex-Proteingehalt und Beschleuniger werden somit auf das technisch mögliche Minimum reduziert.



TECHNISCHE DATEN

TYP	Steriler Operationshandschuh für den Einmalgebrauch, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung
MATERIAL	Naturlatex (NR)
FARBE	Naturweiß
HANDSCHUHFORM	Vollanatomisch mit gekrümmten Fingern und Rollrand
GRÖSSE/GESAMTLÄNGE gemäß EN 455-2	5½, 6 und 6½ / median 270 mm 7, 7½ und 8 / median 280 mm 8½ und 9 / median 285 mm
WANDDICKE im Handflächenbereich einfach gemessen	0,19-0,23 mm
BARRIEREEIGENSCHAFTEN Dichtheit übertrifft EN 455-1 (AQL 0,65 statt AQL 1,5)	AQL 0,65
REISSKRAFT gemäß EN 455-2	median 12 N
LAGERFÄHIGKEIT in Originalverpackung bei Lagerung gemäß DIN 7716, ISO 2230	3 Jahre
STERILISATION	Bestrahlung STERILE R
VERPACKUNG	Linker und rechter Handschuh gestulpt, in Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel. Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar Im Versandkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar
KENNZEICHNUNG UND KONFORMITÄT ZU NORMEN	EN 455-1/-2/-3/-4, EN 420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 556, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, ISO 15223-1
ZWECKBESTIMMUNG gemäß MP-Richtlinie 93/42/EWG gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425	Medizinprodukt Klasse IIa Einmal-Schutzhandschuh – PSA-Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen)



ARTIKELNUMMERN	EU		INT		
	Größe 5½	3000006089	3000006097	Größe 7½	3000006101
	Größe 6	3000006090	3000006098	Größe 8	3000006102
	Größe 6½	3000006091	3000006099	Größe 8½	3000006103
	Größe 7	3000006092	3000006100	Größe 9	3000006104

KONTAKTIEREN SIE UNS!
HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
 9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower
 Singapur 018937
 Tel.: +65 6274 4861 · Fax: +65 6274 6977

HARPS Europe GmbH
 Wiedner Gürtel 9-13,
 1100 Wien, Österreich
 Tel.: +43 1 9346348

sempermed@harpsglobal.com · www.sempermed.com

* Gemäß Chemikalienbeständigkeitsliste (<https://www.sempermed.com/knowledge-area/chemical-resistance/chemical-resistance-sempermed-brands/>)
WICHTIGER HINWEIS: Die jeweils neuesten Produktinformationen finden Sie auf www.sempermed.com unter «Produkte». **Jegliche Nichtbeachtung dieser Information, insbesondere zu (Chemikalien-) Beständigkeit, Verwendungshäufigkeit und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen.** HARPS Investment Asia Pte. Ltd. und HARPS Europe GmbH haften weder für unsachgemäßen Gebrauch der Handschuhe noch für unsachgemäße Lagerung und Handhabung. Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Verschleißerscheinungen dürfen die Handschuhe nicht verwendet werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Anwendung an einen Experten. Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Die technischen Daten sind Durchschnittswerte aus der Produktion und können im Einzelfall abweichen. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. **ACHTUNG: Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Schocks auslösen.** HARPS Investment Asia Pte. Ltd. und HARPS Europe GmbH übernehmen keine Haftung für allergische Reaktionen. © Copyright 2024 HARPS Europe GmbH